

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE “KOMETA”

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl - Viale delle Industrie 5 - 20020 Arese (MI)

DESCRIZIONE : Deambulatore con 4 ruote 3,7” (mm 94) - anteriori piroettanti - posteriori fisse

CODICE ISO: 12.06.06.006

REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)

Nr: 1727144/R

CND : Y120606

CODICE Nr: 000963

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Telaio in duralluminio ad alta resistenza, pieghevole

Ruote anteriori piroettanti da 3,7” (mm 94)

Ruote posteriori fisse da 3,7” (mm 94)

Impugnature anatomiche, morbide per il miglior comfort

Regolabile in altezza da cm 82 a cm 92










Larghezza totale cm 62

Lunghezza (profondità) totale cm 52

Peso kg 3,2

Portata massima kg 120



								
cm 62	cm 52	cm 44	Da cm 82 a cm 92	cm 83 x cm 9,5 x cm 62	Kg 3,2	Kg 120	3,7” (mm 94)	3,7” (mm 94)

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

