

## SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE MED 168

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** Wenzhou Kangiu Medical Instrument co., LTD – Wenzhou – CHINA P.R.C.

**RAPPRESENTANTE UE:** Shanghai International Holding Corp. GmbH Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg – GERMANY

**DISTRIBUTORE:** Mediland srl, Viale delle Industrie 5 – 20044 ARESE (MI)

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: **1280346/R**

**CODICE PRODOTTO:** 009901



### MISURAZIONE RAPIDA E PRECISA DELLA PRESSIONE SISTOLICA E DIASTOLICA

- Scala da 0-300 mmHg, graduata di 2 mmHg in 2 mmHg; le tacche minori sino a 10 unità non sono numerate. Le tacche maggiori sono numerate ogni 20 unità.
- Regolazione manuale della deflazione, mediante valvola a vite, sino ad un massimo di 3 mmHg.
- Zero flottante: la lancetta non ha alcun fermo in corrispondenza dello zero ma oscilla liberamente.
- Dotati di monopalla di dimensioni maggiorate per favorire una presa migliore

**Manometro di grandi dimensioni (diametro mm 65) per una facile lettura**

**Cassa in lega leggera cromata**

**Quadrante graduato di colore bianco**

**Bracciale in nylon blu con chiusura velcro ed anello in metallo**

**UNITA' DI CONFEZIONAMENTO : PZ. 1**

**CONFORMITÀ:** Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.