

SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE MED 40

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: Wenzhou Kangiu Medical Instrument co., LTD – Wenzhou – CHINA P.R.C.

RAPPRESENTANTE UE: Shanghai International Holding Corp. GmbH Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg – GERMANY

DISTRIBUTORE: Mediland srl, Viale delle Industrie 5 – 20044 ARESE (MI)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 832629/R

CODICE PRODOTTO: 009921



MISURAZIONE RAPIDA E PRECISA DELLA PRESSIONE SISTOLICA E DIASTOLICA

- Scala da 0-300 mmHg, graduata di 2mmHg in 2mmHg; le tacche minori sino a 10 unità non sono numerate. Le tacche maggiori sono numerate ogni 20 unità.
- Regolazione manuale della deflazione, mediante valvola a vite, sino ad un massimo di 3 mmHg.
- Zero flottante: la lancetta non ha alcun fermo in corrispondenza delle zero ma oscilla liberamente.
- Dotati di monopalla di dimensioni maggiorate per favorire una presa migliore

Manometro di grandi dimensioni (diametro mm 65) per una facile lettura

Cassa in alluminio anodizzato

Ambidestra grazie alla rotazione delle testa sulla monopalla

Quadrante graduato di colore bianco

Bracciale in nylon grigio con chiusura velcro ed anello in metallo

Palmare utilizzabile con una singola mano grazie alla monopalla fissata direttamente sul manometro

UNITA' DI CONFEZIONAMENTO : PZ. 1

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

