

DEAMBULATORE ROLLATOR “ACTIVE”

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl - Viale delle Industrie, 5 - 20044 Arese (MI)
DESCRIZIONE : Deambulatore 4 ruote mm 203

CODICE ISO: 12.06.09.003
CND : Y120609

REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -
1368851/R

Codice prodotto: 854947

DESCRIZIONE

Deambulatore pieghevole, quattro ruote da 8” (cm 20,3), completo di coppia di freni con impugnatura anatomica, freno di stazionamento. Completo di sedile con sostegno dorsale, cestino porta oggetti amovibile, porta bastone.



INDICAZIONI

Ausilio atto a facilitare ed aiutare la deambulazione di persone aventi disabilità e/o patologie con limitazioni motorie

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Materiale:** Telaio in alluminio anodizzato, verniciato epossidico, antiruggine ed anticorrosione
- **Ruote:** Ruote anteriori da 8” (cm 20,3) con dispositivo franante. Indicato per uso esterno e su terreni ghiaiosi
- **Schiena:** Fascia di sostegno dorsale con imbottitura morbida, amovibile
- **Sedile:** In PU SOFT morbido, ribaltabile, per facilitare la chiusura del deambulatore.
- Cestino porta oggetti situato nella parte sottostante al sedile.
- Disponibile di serie gancio porta borsa
- Dispositivo frenante a leva, con dispositivo di stazionamento per la sosta
- Impugnatura anatomica morbida










DATI TECNICI

Larghezza totale cm 62
Larghezza interna cm 44
Larghezza sedile cm 38
Profondità sedile cm 32
Lunghezza totale cm 71
Altezza sedile da terra cm 57
Regolabile in altezza da cm 82 a cm 96 (ogni 2 cm)
Ruote da cm 20,3 (8")
Portata massima kg 135
Peso Kg 8,2

Il prodotto è adatto per essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione

ACCESSORI DISPONIBILI (su richiesta)

- Dispositivo di frizionamento ruote
- Dispositivo porta bastone

								
cm 62	cm 71	cm 44	Da cm 82 a cm 96	cm 82 x cm 26 x cm 62	Kg 8,2	Kg 135	8" (mm 203)	8" (mm 203)

Garanzia 3 anni per problemi strutturali e non da usura normale

Unità di confezionamento: Pz.1

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. Il prodotto rispetta le seguenti normative Europee armonizzate:

EN 12182:2012 - EN 1985:1999 - ISO EN 11199-2:2005 - ISO EN 11199-3:2005

