

SEBILE PER DOCCIA CON BASE APPOGGIO “ROTANTE”

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: SEDILE PER DOCCIA CON BASE APPOGGIO “ROTANTE”

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge
266/2005) - Nr: **879394/R** |

CODICE Nr: 856038



Cod. 856038
Repertorio DM: 879394/R

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Struttura in duralluminio anticorrosione, sedile in PP (polipropilene) morbido, con dispositivo ruotante.

Semplice da assemblare, molto leggero.

Gambe di appoggio dotate di ventose per un sicuro fissaggio sul piatto doccia.

Altezza regolabile da cm 43 a cm 53.

Portata massima kg 114

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

