

mediland srl
 sede amministrativa:
 viale delle industrie, 5
 20020 Arese
 Milano – Italy

sede legale:
 via dei carantani, 1
 21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
 T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

CARROZZINA modello M305

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND SRL, Viale delle Industrie 5 20044 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: CARROZZINA MEDILAND MOD. M305 STANDARD con ruote ad estrazione rapida, doppia crociera.

Codice LEA 12.22.03.003

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) –

700220 (38cm) Nr: 2425798 – 700221 (41cm) Nr: 2425802– 700222 (43cm)

Nr 2425805: – 700223 (46cm) Nr: 2425811– 700224(48cm) Nr: 2425812–

700225 (51cm) Nr: 2425813

CODICE PRODOTTO:

700220 (38cm) – 700221 (41cm) – 700222 (43cm) – 700223 (46cm) –

700224 (48cm) – 700225 (51cm)

MATERIALE: Carrozzina standard a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), doppia crociera, ruote ad estrazione rapida, pieghevole



CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Struttura a doppia crociera

Braccioli ribaltabili a scrivania, regolabili in altezza

Pedane estraibili e regolabili in altezza

Piatti pedana in plastica dura

Ruote posteriori con dispositivo ad estrazione rapida

Ruotine ascensore

Larghezza sedile cm 38- 41-43-46-48-51

Colore “azzurro brillante”

L'immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto

Optional:

Pedane elevabili in altezza

Larghezza totale da aperta	Larghezza totale da chiusa	Larghezza seduta	Altezza braccioli	Altezza sedile	Altezza totale	Lunghezza totale	Profondità seduta	Altezza schienale	Peso	Peso massimo o utente
55.2	26.5	38	25.4-34	49.5	91	103	41	42	18.1	130
57.8	26.5	41	25.4-34	49.5	91	103	41	42	18.4	130
60.2	26.5	43	25.4-34	49.5	91	103	41	42	18.6	130
62.8	26.5	46	25.4-34	49.5	91	103	41	42	18.9	130
65.2	26.5	48	25.4-34	49.5	91	103	41	42	19.1	130
67.8	26.5	51	25.4-34	49.5	91	103	41	42	19.3	130



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Ruote:	Anteriori PU	Soft	200 x 50
	Posteriori PU	Soft	24" x 1 3/8"

Capacità di portata: Kg. 130

CONFORMITA':

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745 è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.

