

**mediland srl**

sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20044 Arese  
Milano – Italy

**mediland.it** info@mediland.it  
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:  
via Freguglia, 2  
20122 Milano



## CARROZZINA M212

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

**DESCRIZIONE:** Carrozzina standard da transito M212

**CODICE ISO:** 12.22.18.003

**REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 590166/R**

**CND:** Y122103

**CODICE PRODOTTO:**



L'immagine ha il solo scopo di illustrare il prodotto.

#### DESCRIZIONE

Indicata per un uso quotidiano, in condizioni clinico-ambientali che ne consentano facile manovrabilità.

Carrozzina da transito,  
telaio pieghevole, in lega di metallo verniciato epossidico,  
anticorrosione, doppia crociera.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), telaio pieghevole, verniciato epossidico, anticorrosione.
- Doppia crociera
- Tela sedile e schienale imbottite, lavabili, **ignifughe (fuoco ritardante)**
- Fiancate con braccioli estraibili, imbottiti, mod. DESK (a scrivania), con proteggi abito in plastica.
- Ruote posteriori fisse 12 ½" x 2 ¼" (DIA cm 31,75), gommatura PU SOFT antiforatura.
- Ruote anteriori PU soft 200 x 50
- Dotata di freni di stazionamento
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza

**mediland srl**  
 sede amministrativa:  
 viale delle industrie, 5  
 20044 Arese  
 Milano – Italy  
**mediland.it** info@mediland.it  
 T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:  
 via Freguglia, 2  
 20122 Milano



- Appoggipiedi separati in metallo (alluminio)
- Larghezza seduta cm 41 - 43 - 46 - 48 - 51 cm
- Portata massima 120 kg

**Il prodotto è adatto ad essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione**

**OPTIONAL:**

- Braccioli imbottiti regolabili in altezza, estraibili
- Pedane elevabili, regolabili in altezza ed estraibili
- Prolunga schienale
- Tavolo con incavo avvolgente

Larghezza totale (cm)	Larghezza piegata (cm)	Larghezza a seduta (cm)	Altezza braccioli (cm)	Altezza seduta (cm)	Altezza totale (cm)	Lunghezza totale (cm)	Profondità a seduta (cm)	Altezza schienale (cm)	Peso (kg)	Peso massimo utente (kg)
54.7	26.5	41	23	50	91	92	40	45	15.3	120
57.2	26.5	43	23	50	91	92	40	45	15.6	120
59.6	26.5	45	23	50	91	92	40	45	15.9	120
62.2	26.5	48	23	50	91	92	40	45	16.2	120
64.7	26.5	51	23	50	91	92	40	45	16.6	120

**CONFORMITA':**

**Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.**

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.

