

HR2/Body meter

MDD

Statimetro portatile/Misura circonferenza

- Ultra leggero e facilmente trasportabile
- Semplice assemblaggio lo rende installabile ovunque necessario
- Misura fino a 225 cm
- Struttura robusta in alluminio anodizzato
- Due funzioni in solo strumento



centimetro




CND: W030299

Struttura

Tubolare in alluminio serigrafato, paletta in ABS, braccio in metallo verniciato, completo di metro a scatto


Packaging

1 pcs dimensioni W350 x L470 x H330 mm
Peso netto 2kg. Peso lordo 3kg



HR2 - Statimetro

Lo statimetro ti permette di misurare l'altezza di pazienti dai 20 ai 225 cm. La paletta in ABS misura 25 cm



HR2 - Bodymeter

Grazie al braccio scorrevole è possibile misurare circonferenze esatte lungo tutto il corpo
Misura fino a 1 metro di circonferenza



HR2 - Pro

La versione completa HR2 permette di avere un solo strumento per misurare sia circonferenza che altezza

Serigrafia

Grazie all'asta serigrafata la lettura delle misurazioni è intuitiva, semplice e garantita nel tempo



Portabilità

Lo statimetro è smontabile in cinque parti e grazie alla sua struttura in alluminio è leggero e facilmente trasportabile



Modello	Codice	Misurazione altezza	Divisione circonferenza	Divisione altezza
HR2 - Statimetro	00051F	da 20 a 225 cm	-	5 mm
HR2 - Bodymeter	00051FA	da 20 a 150 cm	1 mm	-
HR2 - Pro	00051FB	da 20 a 225 cm	1 mm	5 mm