



BEAUTY

BLIGHT 502

Ref. BLIGHT502.4.A26

Poltrona di alta gamma che si distingue per il suo design innovativo. Dotata di 4 motori che controllano l'altezza, l'inclinazione dello schienale, del sedile e del poggiatesta. Braccioli e poggiatesta ribaltabili e removibili.

Struttura in acciaio molto stabile con luce LED bianca integrata alla base. Rivestimento in PU di alta qualità. Capacità di carico 175 kg.

Capacità di carico: 160 kg
Altezza: 93/57 cm
Dimensioni senza braccioli:
178x57x57/93
Dimensioni con braccioli:
178x83x57/93

Dimensioni del pallet:
124.0x64.0x61.0 cm
G.W.kg 108.0



Caratteristiche

- ① Foro Di Respirazione 13,5 X 9 Cm
- ② Altezza (Su E Giù) 58/94 Cm
- ③ Bracciolo Regolabile
- ④ Angolo Dello Schienale 0° ~ 80°
- ⑤ Angolo Del Poggiatesta 0° ~ 90°
- ⑥ Trendelenburg 0° ~ 22°
- ⑦ Led Bianche
- ⑧ Telecomando

Opzioni

COPERTURA WEELKO BEAUTY
PEDALIERA REF. FC004.SWOP.UP
PORTA ROTOLI REF. 50080.1

