



BEAUTY

BLIGHT 502

Ref. BLIGHT502.4.A26

High-end treatment chair that stands out for its innovative design. It features 4 motors that control the height, backrest tilt, seat tilt, and footrest. Foldable and removable armrests and headrest.

Very stable steel structure with integrated white LED light in the base. High-quality PU upholstery. Loading capacity 175 kg.

Loading capacity: 160 kg
Height: 93/57 cm
Size without armrests:
178x57x57/93
Size with armrests:
178x83x57/93

Packaging size:
124.0x64.0x61.0 cm
G.W.kg 108.0




Features

- ① Breather Hole 13,5 X 9 Cm
- ② Height (Up & Down) 58/94 Cm
- ③ Adjustable Armrest
- ④ Backrest Angle 0° ~ 80°
- ⑤ Legrest Angle 0° ~ 90°
- ⑥ Trendelenburg 0° ~ 22°
- ⑦ White Leds
- ⑧ Hand Controller

Options

COVER WEELKO BEAUTY
FOOT CONTROLLER REF. FC004.SWOP.UP
PAPER ROLL HOLDER REF. 50080.1





BEAUTY

BLIGHT 502

Ref. BLIGHT502.4.A26

Camilla de alta gama que destaca por su diseño innovador. Dispone de 4 motores que controlan la altura, la inclinación del respaldo, del asiento y del reposapiés. Reposabrazos y reposacabezas abatibles y extraíbles.

Estructura de acero muy estable con luz LED blanca integrada en la base. Tapizado PU de alta calidad. Loading capacity 175 kg

Capacidad de carga:
160kg

Altura: 93/57cm

Tamaño sin reposabrazos:
178x57x57/93

Tamaño con reposabrazos:
178x83x57/93

Tamaño del paquete:
124.0x64.0x61.0 cm
G.W.kg 108.0



Características






- ① Orificio De Respiración 13,5 X 9 Cm
- ② Altura (Subida Y Bajada) 58/94 Cm
- ③ Reposabrazos Ajustable
- ④ Ángulo Del Respaldo 0° ~ 80°
- ⑤ Ángulo Del Reposapiés 0° ~ 90°
- ⑥ Trendelenburg 0° ~ 22°
- ⑦ Leds Blancas
- ⑧ Mando A Distancia

Opciones

FUNDA WEELKO BEAUTY

PEDAL REF. FC004.SWOP.UP

SOPORTE PARA ROLLO DE PAPEL REF. 50080.1





BEAUTY

BLIGHT 502

Ref. BLIGHT502.4.A26

Poltrona di alta gamma che si distingue per il suo design innovativo. Dotata di 4 motori che controllano l'altezza, l'inclinazione dello schienale, del sedile e del poggiatesta. Braccioli e poggiatesta ribaltabili e removibili.

Struttura in acciaio molto stabile con luce LED bianca integrata alla base. Rivestimento in PU di alta qualità. Capacità di carico 175 kg.

Capacità di carico: 160 kg
Altezza: 93/57 cm
Dimensioni senza braccioli:
178x57x57/93
Dimensioni con braccioli:
178x83x57/93

Dimensioni del pallet:
124.0x64.0x61.0 cm
G.W.kg 108.0








Caratteristiche

- ① Foro Di Respirazione 13,5 X 9 Cm
- ② Altezza (Su E Giù) 58/94 Cm
- ③ Bracciolo Regolabile
- ④ Angolo Dello Schienale 0° ~ 80°
- ⑤ Angolo Del Poggia gambe 0° ~ 90°
- ⑥ Trendelenburg 0° ~ 22°
- ⑦ Led Bianche
- ⑧ Telecomando

Opzioni

COPERTURA WEELKO BEAUTY
PEDALIERA REF. FC004.SWOP.UP
PORTA ROTOLI REF. 50080.1





BEAUTY

BLIGHT 502

Ref. BLIGHT502.4.A26

Hochwertige Behandlungsliege, die sich durch ihr innovatives Design auszeichnet. Ausgestattet mit 4 Motoren zur Steuerung von Höhe, Rückenlehnenneigung, Sitzneigung und Fußstütze. Klappbare und abnehmbare Armlehnen und Kopfstütze.

Sehr stabile Stahlstruktur mit integrierter weißer LED-Beleuchtung im Sockel. Hochwertiger PU-Bezug. Tragfähigkeit 175 kg.

Tragfähigkeit: 160 kg
Höhe: 93/57 cm
Größe ohne Armlehnen:
178x57x57/93
Größe mit Armlehnen:
178x83x57/93

Verpackungsgröße:
124.0x64.0x61.0 cm
G.W.kg 108.0








Eigenschaften

- ① Atemloch 13,5 X 9 Cm
- ② Höhe (Hoch Und Runter) 58/94 Cm
- ③ Verstellbare Armlehne
- ④ Rückenlehnenwinkel 0° ~ 80°
- ⑤ Beinstützwinkel 0° ~ 90°
- ⑥ Trendelenburg 0° ~ 22°
- ⑦ Weiße LEDs
- ⑧ Fernbedienung

Optionen

ABDECKUNG WEELKO BEAUTY
FUSSPEDAL REF. FC004.SWOP.UP
PAPIERROLLENHALTER REF. 50080.1





BEAUTY

BLIGHT 502

Ref. BLIGHT502.4.A26

Fauteuil de soin haut de gamme qui se distingue par son design innovant. Équipé de 4 moteurs contrôlant la hauteur, l'inclinaison du dossier, de l'assise et du repose-pieds. Accoudoirs et appuie-tête rabattables et amovibles.

Structure en acier très stable avec lumière LED blanche intégrée dans la base. Revêtement en PU de haute qualité. Capacité de charge 175 kg.

Capacité de charge : 160 kg
Hauteur : 93/57 cm
Dimensions sans accoudoirs : 178x57x57/93
Dimensions avec accoudoirs : 178x83x57/93

Taille du paquet: 124.0x64.0x61.0 cm
G.W.kg 108.0



Caractéristiques

- ① Orifice De Respiration 13,5 X 9 Cm
- ② Hauteur (Haut Et Bas) 58/94 Cm
- ③ Accoudoir Réglable
- ④ Angle Du Dossier 0° ~ 80°
- ⑤ Angle Du Repose-Jambes 0° ~ 90°
- ⑥ Trendelenburg 0° ~ 22°
- ⑦ Leds Blanches
- ⑧ Télécommande

Options

HOUSSE WEELKO BEAUTY
PÉDALE RÉF. FC004.SWOP.UP
PORTE-ROULEAU RÉF. 50080.1

