

# MC-980MA PLUS

## Multi-Frequency Segmental Body Composition Analyser with Sarcopenia Indicator

- Analisi completa della composizione corporea segmentale in 30 secondi.
- Il sistema operativo Microsoft Windows integrato consente una semplice connessione ad altri dispositivi compatibili.
- 6 frequenze (1 kHz, 5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1000 kHz) che consentono la misurazione dell'acqua intra ed extracellulare.
- NUOVO Indice di Massa Muscolare Scheletrica per una valutazione approfondita del sarcopene.
- I dati possono essere stampati su un foglio di consultazione utilizzando qualsiasi stampante, e possono essere utilizzati anche insieme ad accessori opzionali, tra cui scanner di codici a barre e lettore di schede NFC.
- Una volta registrate, tutte le letture verranno salvate nel database integrato per la registrazione e una facile consultazione.
- Software integrato in lingue asiatiche ed europee.
- Capacità di pesata di 300 kg con ampia piattaforma a basso profilo.
- Il display touch screen di facile utilizzo consente l'utilizzo indipendente.
- L'intervallo di BMI e grasso corporeo normale può essere impostato dal cliente, l'intervallo desiderato verrà regolato automaticamente.
- Calibrato fino a 300.000 utilizzi con calibrazione automatica dopo ogni misurazione.

