

BRACCIALI ORIGINALI RIESTER - LATEX FREE

BRACCIALI VELCRO RIESTER CON POLMONE 1 O 2 TUBI

Bracciali pediatrici, bracciali per adulti, cosciali, realizzati con materiali di qualità.

| Codice GIMA | Codice RIESTER | BRACCIALI RIESTER 1 TUBO | Colore | Dimensione cm | Circonf. cm | Compatibilità |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|---------|---------------|-------------|--|
| 49811 | 129 | Bracciale velcro bambino | azzurro | 35,5x10 | 13-17 | Tutti gli sfigmomanometri Riester aneroidi manuali a tubo singolo |
| 49810 | 120 | Bracciale velcro Adulto/small | nero | 42x13 | 17-24 | |
| 49812 | 107 | Bracciale velcro adulto | nero | 54,5x14,5 | 24-32 | |
| 49813 | 122 | Bracciale velcro adulto large | nero | 70x15 | 34-44 | |
| 49814 | 125 | Cosciale velcro | nero | 70x22 | 42-50 | |
| BRACCIALI RIESTER 2 TUBI | | | | | | |
| 49821 | 130 | Bracciale velcro bambino | azzurro | 35,5x10 | 13-17 | Tutti gli sfigmomanometri Riester aneroidi manuali a due tubi, compreso BigBen |
| 49820 | 121 | Bracciale velcro Adulto/small | nero | 42x13 | 17-24 | |
| 49822 | 108 | Bracciale velcro adulto | nero | 54,5x14,5 | 24-32 | |
| 49823 | 123 | Bracciale velcro adulto large | nero | 70x15 | 34-44 | |
| 49824 | 126 | Cosciale velcro | nero | 70x22 | 42-50 | |

*Valvola metallo inclusa in bracciale Minimus II, E-Mega, Babyphon, non inclusa in bracciale di ricambio, utilizzare valvola del vecchio bracciale

BRACCIALI RIESTER PEZZO UNICO 1 O 2 TUBI

Ideali per evitare la contaminazione crociata. Superficie morbida per maggiore comfort. Senza lattice. Lavabili a 60°C e disinfettabili con liquidi, riutilizzabili fino a 10.000 volte. Conformi a ISO 105 E01.

| Codice GIMA | Codice RIESTER | BRACCIALI RIESTER PEZZO UNICO 1 TUBO - lunghezza 50 cm | Colore | Dimensione cm | Circonf. cm | Compatibilità |
|--|----------------|--|-------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 49816 | 154 | Bracciale pezzo unico bambino | verde scuro | 34x10 | 13-17 | Come bracciali 1 tubo |
| 49817 | 150 | Bracciale pezzo unico adulto | verde scuro | 54x14,5 | 24-32 | |
| 49818 | 152 | Bracciale pezzo unico adulto large | verde scuro | 63x16 | 32-41 | |
| BRACCIALI RIESTER PEZZO UNICO 2 TUBI - lunghezza 50 cm | | | | | | |
| 49827 | 151 | Bracciale pezzo unico adulto | verde scuro | 54,5x14,5 | 24-32 | Come bracciali 2 tubi |
| 49828 | 153 | Bracciale pezzo unico adulto large | verde scuro | 63x16 | 32-41 | |



Riester

BRACCIALI ORIGINALI HEINE - LATEX FREE

BRACCIALI ORIGINALI HEINE 1 TUBO

Bracciali a tubo singolo di qualità, con chiusura velcro. Combinano perfettamente comfort e facilità d'uso. Compatibili con tutti gli sfigmomanometri Heine. Materiale impermeabile lavabile. Senza lattice.

| Codice GIMA | Codice HEINE | BRACCIALI HEINE 1 TUBO | Colore | Dim. cm | Circonf. cm | Compatibilità |
|-------------|--------------|------------------------|--------|---------|-------------|-------------------------------|
| 49801 | M-000-09-702 | Bambino - 2 | grigio | 10x34 | 13-20 | Tutti gli sfigmo Heine 1 tubo |
| 49802 | M-000-09-704 | Adulto small - 3 | grigio | 14x53 | 20-29 | |
| 49803 | M-000-09-619 | Adulto - 4 | grigio | 14x58 | 29-41 | |
| 49804 | M-000-09-706 | Adulto large - 5 | grigio | 17x70 | 35-47 | |



BRACCIALI ORIGINALI ERKA GREEN SUPERB RAPID - LATEX FREE

BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 1 TUBO, 2 TUBI O 2 TUBI UNITI

I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti.

| Codice GIMA | Codice ERKA | BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 1 TUBO | Colore | Dimensione cm | Circonf. cm | Compatibilità |
|--|-------------|--|--------|---------------|-------------|-------------------------|
| 32895 | 025-28493 | Neonati | grigio | 21,5x6,6 | 10-15 | Switch e Kobold |
| 32896 | 025-27493 | Bambini | grigio | 30,3x9,1 | 14-21,5 | |
| 32891 | 025-26493 | Ragazzi | grigio | 40x11,6 | 20,5-28 | |
| 32892 | 025-20493 | Adulti | grigio | 47x14,3 | 27-35 | |
| 32893 | 025-24493 | Adulti large | grigio | 56x17,5 | 34-43 | |
| 32894 | 025-29493 | Cosciale | grigio | 75x21,5 | 42-54 | |
| BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 2 TUBI | | | | | | |
| 32898 | 025-26481 | Ragazzi | verde | 40x11,6 | 20,5-28 | Vario |
| 32899 | 025-20481 | Adulti | verde | 47x14,3 | 27-35 | |
| 32900 | 025-24481 | Adulti large | verde | 56x17,5 | 34-43 | |
| BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 2 TUBI UNITI | | | | | | |
| 32877 | 025-26482 | Ragazzi | verde | 40x11,6 | 20,5-28 | Perfect Aneroid e Profi |
| 32878 | 025-20482 | Adulti | verde | 47x14,3 | 27-35 | |
| 32879 | 025-24482 | Adulti large | verde | 56x17,5 | 34-43 | |



PRESS^{SAN}® PROTEZIONE IGIENICA PER SFIGMOMANOMETRI

• 32858 PRESS^{SAN}® PROTEZIONE IGIENICA PER SFIGMOMANOMETRI - conf. da 10

Un accessorio pratico e igienico per proteggere la pelle dei pazienti durante l'utilizzo dello sfigmomanometro.

Materiale: tessuto non tessuto bianco. Garantisce comfort e igiene. Adatto a tutti i tipi di sfigmomanometro o holter pressorio.



32858

306