


STAMPANTI SONY



- 1- Interruttore ON/OFF
- 2- Display LCD stampante
- 3- Leva menu
- 4- Controllo contrasto
- 5- Controllo luminosità
- 6- Pulsante avanzamento carta
- 7- Pulsante copia
- 8- Pulsante stampa
- 9- Pulsante apertura
- 10- Taglia carta

33968

33968 STAMPANTE GRAFICA IBRIDA SONY UP-X898 MD - bianco/nero

Stampa del formato A6 in circa 2 secondi, con risoluzione 325 dpi e 256 livelli di grigi. Risponde sia al segnale video analogico che digitale. 110-240 V CA, 50/60 Hz. Forma salva-spazio: 154x240xh 88 mm, per integrazione flessibile nei carrelli medici. Manuale multilingue: GB, FR, IT, PT.



33961

- 33993 STAMPANTE A COLORI SONY UP-25 MD
 - 33961 STAMPANTE A COLORI SONY UP-D25 MD - 21x9,8x39,8 cm
- Stampante a sublimazione del colore per applicazioni medicali. Produce stampe in formato A6 di alta qualità fotografica. Porta USB (solo 33961). Vedere www.gimaitaly.com

Incorpora due tipi di funzioni di regolazione del colore: RGB e HSV

CARTA ORIGINALE SONY



CARTA SONY PER VIDEOSTAMPANTE

- 72726 CARTA SONY - UPP 110 HD - conf da 10 rotoli
Carta da stampa ad alta densità - 110 mm x20 mm
- 72727 CARTA SONY - UPP 110 HG - conf da 10 rotoli
Carta da stampa ad alta risoluzione - lucida - 110 mm x18 m
- 72728 CARTA SONY UPP-110S - conf. da 10 rotoli
- 72729 CARTA SONY UPP-110HA - conf. da 10 rotoli
- 72735 CARTA SONY COLOUR UPC-21L
(4 cartucce inchiostro + 200 supporti stampa 144x100 mm)

CARTA ORIGINALE MITSUBISHI



- 72740 CARTA MITSUBISHI K65HM-CE - conf. da 4 rotoli
Carta termica ad alta densità ed elevato contrasto, circa 215 stampe per rotolo.

CARTA COMPATIBILE PER STAMPANTI SONY E MITSUBISHI

CARTA ULTRASUONI COMPATIBILE PER VIDEOSTAMPANTI

Carta di alta qualità perfettamente compatibile con le stampanti termiche Sony e Mitsubishi.

Immagini durature per una lunga durata di stoccaggio

- alta resistenza all'umidità e al calore
- resistente all'acqua, alle impronte e alle gocce di gel

Riproduzione dell'immagine precisa e ad alta risoluzione

- Elevatissima intensità del colore per una più alta densità del colore nero
- immagini mediche eccellenti, brillanti, chiare e definite
- riproduzione lucida e fotorealistica

Stampa senza intoppi e utilizzo a lungo termine della stampante

- strappo facile lungo la linea tratteggiata
- curvature minime per ottenere foto piatte e facili da archiviare
- strato anti-elettrostatico incorporato per prevenire danni alla testina termica.



Codice GIMA	Compatibilità		Qualità carta	Dimensioni mm x m	Minimo vendita
	SONY	MITSUBISHI			
72745	UPP-110HG	K91HG/KP91HG	alta lucentezza	110x18	conf. da 5
72746	UPP-84HG	-		84x12,5	conf. da 10
72747	UPP-110HD	-	alta densità	110x20	conf. da 5
72748	-	K65HM/KP65HM		110x20	conf. da 5
72749	UPP-210HD	-	standard	210x25	conf. da 5
72750	UPP110S	-		110x20	conf. da 5
72751	-	K61S/KP61S/KP61B	alta densità	110x20	conf. da 5
72752	UPP-845	-		84x13,5	conf. da 10
72753	ULSTAR-110HD	-	opaca	110x20	conf. da 5