

Simulatore Medico ecografabile per addestramento alla paracentesi addominale (con vasi e nervi femorali)



Codice prodotto: **PSPC-BPE020.01**

Marca: Panckoo Inc.

INFO PRODOTTO

Panoramica

Il modello presenta strutture anatomiche interne ed esterne realistiche, progettate per addestrare i medici all'identificazione ecografica dell'ascite e alle procedure complete guidate dall'ecografia, tra cui la paracentesi, il drenaggio e l'infusione di farmaci.

Consente di regolare il volume dell'ascite per progettare diversi livelli di difficoltà della procedura.

Caratteristiche

1. Il modello presenta strutture anatomiche interne ed esterne precise, che consentono l'addestramento delle competenze per la paracentesi addominale, il drenaggio e l'infusione di farmaci attraverso approcci guidati da ultrasuoni e da punti di riferimento anatomici superficiali.
2. Include strutture anatomiche quali il lobo epatico destro, l'intestino tenue, il colon trasverso e l'ascite, che mostrano immagini realistiche sotto ultrasuoni.
3. Il volume dell'ascite può essere regolato in base alle esigenze didattiche, progettato come un programma di formazione progressivo da grandi a piccole quantità di fluido.