



## Simulatore Medico ecografabile per addestramento alla toracentesi mediana



Codice prodotto: **PC-BPE019**

Marca: Panckoo Inc.

### INFO PRODOTTO

Modello di addestramento all'ecografia per toracentesi mediana

#### Panoramica del prodotto

Il modello presenta una forma realistica del torso umano, compresa la pelle, il tessuto sottocutaneo, la parete toracica, le costole, i polmoni, la cavità pleurica, il versamento pleurico, il diaframma, ecc.

Il materiale del modello ha caratteristiche acustiche e di densità simili a quelle dei tessuti umani e supporta la puntura alla cieca e la puntura guidata da ultrasuoni.

Fornisce un supporto affidabile ai medici in formazione per la toracentesi basata su punti di riferimento superficiali e guida ecografica.



## Caratteristiche

1. . La sensazione al tatto è realistica e l'immagine è realistica
2. . Include il tessuto della parete toracica, il 6°, 7°, 8° e 9° spazio intercostale e gli intervalli intercostal la cavità pleurica, entrambi i polmoni, il diaframma e la cavità splenica.
3. Dopo la puntura corretta e riuscita del versamento pleurico, è possibile aspirare il versamento pleurico simulato.
4. Dopo aver completato l'operazione di puntura pleurica per aspirare il versamento pleurico simulato, il liquido può essere facilmente riempito dalla porta di riempimento rapido o riempito con una sacca per infusione.
5. È adatto a qualsiasi marca di apparecchiature a ultrasuoni.