

SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO

BLUESAIL SURGICAL

DESCRIZIONE

La suturatrice cutanea monouso rende rapido, semplice e sicuro il processo di sutura, dando supporto al chirurgo e rendendo la degenza meno dolorosa e più rapida per il paziente.

Grazie al sistema di rilascio automatico dei punti, non è necessario applicare pressione sulla cute del paziente.

Grazie alla loro biocompatibilità, i punti in acciaio inossidabile ad uso medico consentono una durata prolungata, assicurando una rapida guarigione.

DESTINAZIONE D'USO

Dispositivo Medico conforme alla direttiva 93/42/ECC - Classe IIa.
È indicata per la chiusura delle incisioni cutanee.

COMPOSIZIONE

- Maniglia superiore
- Maniglia inferiore
- Punti di sutura
- Cartuccia di punti metallici
- Piastra di spinta della pinzatrice
- Piastra premipunti
- Telaio

UTILIZZO



Sale operatorie

MASSIMA FACILITÀ D'USO

LEGGERA E MANEGGEVOLE



STAINLESS STEEL



AGEVOLE: NON SERVE APPLICARE PRESSIONE



RILASCIO AUTOMATICO DEI PUNTI



PUNTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

VERSIONI DISPONIBILI



REF. TCYP(W)-35A

Dimensioni punto
larghezza 7.00 mm, altezza 4.20 mm



REF. TCYP(R)-35A

Dimensioni punto
larghezza 6.50 mm, altezza 4.00 mm

CERTIFICAZIONI E PITTOGRAMMI



Confezione da 10 suturatrici



Cartone da 10 confezioni