


Istruzioni per la stampa

1 Stampa la guida

- > Stampa su un foglio A4 (foglio standard della stampante).
- > Assicurati di aver selezionato "Dimensioni Effettive" e non "Adatta".
- > Per un risultato migliore stampa a colori.




2 Misura la tua stampa

- > Posiziona il righello sulla scala qui sotto e assicurati che le misure corrispondano.

Istruzioni per la guida alle taglie



1 Taglia con attenzione lungo le linee tratteggiate.



2 Tieni la guida in modo che aderisca alla parte inferiore del tuo naso.

Consiglio

Usa uno specchio o chiedi a qualcuno a casa di aiutarti nella scelta della taglia.



3 Scegli la taglia che si adatta meglio al tuo naso.