

## BILANCE DIGITALI VETERINARIA PER ANIMALI GRANDI E PICCOLI

**SOEHNLE**



- **80220 BILANCIA VETERINARIA SOEHNLE 6858**  
Bilancia digitale veterinaria con vassoio grande e piatto in acciaio inox. Studiata per animali di dimensioni piccole e medie. Rapida e facile da utilizzare. Display LCD di facile lettura, con cifre alte 25 mm e alloggiamento in alluminio. Funzione di spegnimento automatico. Funzione di blocco della misurazione e funzione tara. Fornita con tappetino in gomma e manuale multilingue: GB, FR, IT, DE.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Portata: 200 kg      Precisione: 50 g  
 Display: LCD retroilluminato, 25 mm      Unità di peso: kg, lb, oz, lb.oz  
 Dimensioni: piatto 900x600xh 40 mm - indicatore 215x100xh 70 mm  
 Alimentazione: alimentatore CC 5V (incluso) o 4 batterie AA 1,5 V (non incluse)

27258



27259

- **27258 BILANCIA DIGITALE VET - media**      MADE IN EUROPE
  - **27259 BILANCIA DIGITALE VET - grande**
- Bilancia elettronica multifunzionale e precisa, disponibile in due misure. Prodotto di qualità dal costo estremamente competitivo. Peso minimo misurabile: 3 kg. Spegnimento automatico. Commutabile kg, lb, st. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, CZ, SE, FI, RO, GR, HR, BG.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Portata/Precisione: 100 kg / 100 g  
 Display: LCD, 3"  
 Dimensioni: 355x635 mm (27258) - 620x830 mm (27259)  
 Alimentazione: batteria al litio CR2032, 3 V (inclusa)

**SOEHNLE**



MADE IN GERMANY

Funzione tara selezionabile in kg/lb

- **27266 BILANCIA PIEGHEVOLE SOEHNLE 8320**
  - **27271 BORSA PER IL TRASPORTO**
- Bilancia pieghevole con sistema di chiusura magnetica per facilitare il trasporto. Manuale in DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Portata: 15 kg      Precisione: 10 g      Peso: 1,9 kg  
 Dimensioni: 395x315x105 mm (chiusa) - 740x315x53 mm (aperta)  
 2 pile alcaline AAA 1,5V - non incluse      Garanzia: 2 anni

Vassoio 530x290 mm

Indicatore sovraccarico e batteria scarica

Lb/kg/st selezionabile dall'utente

Display LCD 25 mm

Spegnimento automatico

Funzioni di tara e di blocco della misurazione

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, SE, FI, CZ, RO, GR, HR.

- **27261 BILANCIA DIGITALE PER ANIMALI PICCOLI**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Portata/Precisione: 20 kg / 5 g  
 Peso minimo misurabile: 20 g  
 Dimensioni piatto: 530x290 mm  
 Alimentazione: batteria al litio CR2032, 3 V (non inclusa)

## TAVOLI PER VETERINARIA DIAGNOSTICO ED OPERATORIO



Dimensioni imballo: 121x15x90 cm  
 Dimensioni: 120x58xh 85 cm  
 Peso: 23 kg  
 Portata: 60 kg

MADE IN ITALY

- **80300 TAVOLO VISITA VETERINARIA**  
Tavolo diagnostico per veterinaria con struttura tubolare in acciaio smaltato, piano in acciaio inox AISI 304 15/10 con foro e bacinella di raccolta liquidi sul lato inferiore. Gancio laterale per immobilizzare gli animali.



Dimensioni: 118x56xh 85/102  
 Peso: 48 kg  
 Portata: 90 kg

MADE IN ITALY

- **80301 TAVOLO OPERATORIO VETERINARIA**  
Tavolo operatorio per veterinaria con sollevamento elettrico (82/102 cm), struttura tubolare in acciaio smaltato a forno e piano in acciaio inox AISI 304 (120x56 cm) con foro e bacinella di raccolta liquidi sul lato inferiore. Regolazione manuale Trendelenburg 15° e Antitrendelenburg fino a 15°. Gancio laterale per immobilizzare gli animali.