

SKU	AS410201
Nome	NEW ASKIR 36BR a batterie - RE410201 con Vaso riutilizzabile e Sacca monouso Flovac da 1000 ml
Brand	CA-MI
CND	Z120105
BD/RDM	710887
Descrizione	<p>NEW ASKIR 36BR a batterie - RE410201 con vaso 1 litro tipo Flovac</p> <p>NEW ASKIR 36BR a batterie - RE410201 con vaso 1 litro FLOVAC è un aspiratore chirurgico portatile prodotto da CA-MI, progettato per l'aspirazione orale, nasale e tracheale di liquidi corporei in pazienti adulti e pediatrici. Ideale per l'utilizzo in ambito domiciliare, ambulatoriale o durante il trasporto, garantisce prestazioni elevate e sicurezza d'uso anche in situazioni di emergenza.</p> <p>Il NEW ASKIR 36BR rappresenta una soluzione affidabile, sicura e performante per l'aspirazione di secrezioni in ambito sanitario, con particolare attenzione alla portabilità, all'autonomia e al comfort acustico.</p>
Caratteristiche tecniche	<p>Il dispositivo è alimentato da una batteria interna ricaricabile al Litio-Ione (14,8V – 5,2A), con un'autonomia operativa di 70 minuti e un tempo di ricarica di 360 minuti. Può inoltre funzionare tramite alimentatore AC/DC universale (100–240V, 50–60Hz, 100VA) o con cavo accendisigari per auto (12V – 4A), rendendolo estremamente versatile e adatto a un utilizzo continuo anche in mobilità.</p> <p>Dotato di pompa a pistone a secco e interruttore soft-touch, il NEW ASKIR 36BR offre un'aspirazione regolabile fino a -0,80 bar / -80 kPa / 600 mmHg, con un flusso d'aria libero di 36 l/min. Il dispositivo è conforme alla classificazione ISO 10079-1 per apparecchi ad <i>alto vuoto</i> / <i>alto flusso</i> ed è approvato per uso continuo quando collegato alla rete elettrica.</p> <p>Grazie all'integrazione di un sensore di depressione, il dispositivo regola automaticamente la potenza in assenza di aspirazione, riducendo il consumo energetico e la rumorosità (60 dBA), a beneficio del comfort del paziente e dell'operatore. Un allarme sonoro e un LED luminoso segnalano lo stato della batteria, garantendo un monitoraggio costante durante l'utilizzo.</p> <p>Il grado di protezione è IP21, mentre le dimensioni compatte (35 x 18 x 21 cm) e il peso contenuto (3,00 kg) ne facilitano il trasporto e la gestione in ambienti diversi.</p>
Dotazione	<p>Dotazione inclusa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unità aspirante NEW ASKIR 36BR • Vaso autoclavabile da 1 litro FLOVAC • Tubi in silicone autoclavabili (Ø 8 x 14 mm) • Connettore conico (Ø 10–11–12 mm) • Filtro antibatterico e idrofobico monouso (mono-paziente) • Alimentatore AC/DC universale con spina Europa • Cavo per auto 12V DC

