



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**APPLICATORE CON PUNTA IN COTONE**  
**APPLICATOR WITH COTTON TIP**  
**APPLICATEUR AVEC EMBOUT EN COTON**  
**APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN**  
**APLICADOR COM PONTA DE ALGODÃO**  
**APPLIKATOR MIT WATTESPITZE**  
**ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΑΚΡΗ**  
**APLIKATOR Z BAWĘLNIANĄ KOŃCÓWKĄ**  
**APLIKÁTOR S BAVLNENÝM HROTOM**  
**APPLIKATOR MED BOMULLSTOPP**  
**APPLIKAATTORI PUUVILLAKÄRJELLÄ**  
**APLIKATOR Z VATIRANO KONICO**  
**APLIKÁTOR S VATOVOU ŠPIČKOU**  
**APLICATOR CU VÂRF DIN VATĂ**  
**ΑΠΛΙΚΑΤΟΡ Σ ΠΑΜΥΧΕΗ ΗΑΚΡΑΪΗΝΙΚ**  
**APPLICATOR MET KATOENEN TIP**  
**APLIKATOR S PAMUČNIM VRHOM**  
**APPLIKÁTOR PAMUT VATTAFEJJEL**  
**APPLIKATOR MED BOMULDSSPID**  
**APLIKATORIUS MEDVILNINIU GALIUKU**  
**APLIKATORS AR KOKVILNAS UZGALI**  
**VATIOTSAGA APLIKAATOR**

أداة استخدام معقمة بطرف قطني



**Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd. No.18**  
No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang,  
Jiangsu province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
Made in China

REF

**724205 - 724210**

EC REP

**Shanghai International Holding Corp., GmbH (Europe)**  
Eiffestraße, 80, 20537 Hamburg, GERMANY  
Tel.0049-40-2513175



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

**Gima 29754 - 29756**

CH REP

**Medicare AG,**  
Hauptstrasse 51 5024 Küttigen, Schweiz  
CHRN-AR-20002506



## SUOMALAINEN

**Kaikista vakavista tapaturmista, jotka liittyvät toimittamamme lääkinnällisen laitteen käyttöön, on ilmoitettava valmistajalle sekä oman asuinpaikan jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.**

**Tuotteen nimi:** Steriili applikaattori puuvillakärjellä

**Tyyppi:** I-1,I-2,I-3,I-4,I-5,I-6,I-7,II-1,II-2,II-3,II-4,II-5.

**Käyttöaiheet:** Tämä tuote soveltuu ulkoisten haavojen, veitsestä tulleiden viiltohaavojen, palovammojen tai yleisten osien pinnan desinfiointiin.

**Käyttötarkoitus:** Tärkein kliininen käyttö on desinfioida tai hangata pois haavasidos, nestemäiset lääketahrat jne. sairaalta iholta.

**Vasta-aiheet:** Ei ole.

**Varovaisuutta:**

- A. Hävitettävä käytön jälkeinen, kertakäyttöinen.
- B. Käytettävä 5 vuoden kuluessa, käyttö kielletty, jos eräpäivä umpeutunut.
- C. Tuote tulee säilyttää kuivassa, tuuletetussa ja puhtaus tilassa.

**Potilasryhmä:** Soveltuu henkilöille, joiden iho tai haava on puhdistettava ja desinfioitava.

**Tarkoitettu käyttäjä:** Koulutettu henkilökunta saa käyttää.

**Kliiniset edut:** Tuote avustaa tautien hoidossa.

**Mahdolliset jäännösriskit ja ei-toivotut haittavaikutukset:** ei ole

**Asennustiedot:** ei ole

**Fyysinen suorituskyky:**

a.Tuotteen koko pinnan tulee olla puhdas eikä siinä saa olla vieraita esineitä, epäpuhtauksia, tahroja jne.

b.Puuvillatikun varren tulee olla siististi leikattu ilman lastuja, uria, säröjä ja jäystettä. Puutikuissa ei saa olla tuholaisten tekemiä vaurioita.

c.Puuvillapään, josta on poistettu rasva, tulee olla pyöreä ja vailla epäpuhtauksia, irtoamisia ja muita ilmiöitä.

d.Tikun ja imukykyisen puuvillan tulee olla tiukasti kiinni ja tikun tulee olla kiinnitettyinä.

Kohdista 2 N:n aksiaalista jännitettä imukykyiseen puuvillaan 15 sekunnin ajaksi, jottei imukykyisen puuvillan pitäisi irrota.

Rakenteen muodostuminen: Tuotteeseen kuulivat tikku ja imukykyinen puuvillapää.

**Menetelmä:**

a.Avaa yksittäinen pakkaus pakkauksessa olevan ohjeen mukaan: ota laite ulos.

b.Käytetään desinfiointiin tai haavasidoksen pois hankaamiseen, nestemäisten lääketahrojen poistoon jne. sairaalta iholta.

**Varastointi:**Tuotetta on säilytettävä hyvin tuuletetussa tilassa huoneenlämpötilassa




**GIMAN TAKUUEHDOT**


Giman 12 kuukauden B2B-perustakuuta sovelletaan


Indice dei simboli - Symbol index - Index des symboles - Índice de símbolos - índice de símbolo - Symbolindex - Ευρετήριο συμβόλων - Indeks symboli - Index symbolů - Symbol index - Symboli-indeksi - Indeks simbolov - Index symbolov - Index de simbol - Symbol index - Indeks simbola - Szimbólum index - Symbolindex - Indeks over symboler - Индекс на символа - Simbolių rodyklė - Simbolu rādītājs - Sümboleite indeks

تاليوموس تارشؤوم -




	<p><b>IT</b> - Data di fabbricazione <b>GB</b> - Date of manufacture <b>FR</b> - Date de fabrication <b>ES</b> - Fecha de fabricación <b>PT</b> - Data de fabrico <b>DE</b> - Herstellungsdatum <b>GR</b> - Ημερομηνία παραγωγής <b>PL</b> - Data produkcji <b>CZ</b> - Datum výroby <b>SE</b> - Tillverkningsdatum <b>FI</b> - Valmistuspäivämäärä <b>SI</b> - Datum proizvodnje <b>SK</b> - Dátum výroby <b>RO</b> - Data fabricației <b>NL</b> - Productiedatum <b>HR</b> - Datum proizvodnje <b>HU</b> - Gyártás dátuma <b>DK</b> - Fabrikationsdato <b>NO</b> - Fabrikasjonsdato <b>BG</b> - Fabrikationsdato <b>LT</b> - Pagaminimo data <b>LV</b> - Izgatavošanas datums <b>EE</b> - Valmistamise kuupäev</p> <p>تاريخ التصنيع - <b>AR</b></p>
	<p><b>IT</b> - Fabbricante <b>GB</b> - Manufacturer <b>FR</b> - Fabricant <b>ES</b> - Fabricante <b>PT</b> - Fabricante <b>DE</b> - Hersteller <b>GR</b> - Παραγωγός <b>PL</b> - Producent <b>CZ</b> - Výrobce <b>SE</b> - Tillverkare <b>FI</b> - Valmistaja <b>SI</b> - Proizvajalec <b>SK</b> - Výrobca <b>RO</b> - Producător <b>NL</b> - Fabrikant <b>HR</b> - Proizvođač <b>HU</b> - Gyártó <b>DK</b> - Fabrikant <b>NO</b> - Produsent <b>BG</b> - Fabrikant <b>LT</b> - Gamintojas <b>LV</b> - Ražotājs <b>EE</b> - Tootja</p> <p>الشركة المصنعة - <b>AR</b></p>
	<p><b>IT</b> - Conservare al riparo dalla luce solare <b>GB</b> - Keep away from sunlight <b>FR</b> - À conserver à l'abri de la lumière du soleil <b>ES</b> - Conservar al amparo de la luz solar <b>PT</b> - Guardar ao abrigo da luz solar <b>DE</b> - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern <b>GR</b> - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία <b>PL</b> - Przechowywać z dala od światła słonecznego <b>CZ</b> - Skladujte mimo sluneční světlo <b>SE</b> - Skyddas från solljus <b>FI</b> - Säilytä aurionvalolta suojassa <b>SI</b> - Hraniti zaščiten pred sončno svetlobo <b>SK</b> - Skladujte mimo slnečného svetla <b>RO</b> - A se păstra ferit de razele soarelui <b>NL</b> - Afgeschermd van zonlicht opslaan <b>HR</b> - Čuvati zaštićeno od sunčeve svjetlosti <b>HU</b> - Napfénytől védve tárolandó <b>DK</b> - Må ikke udsættes for sollys <b>NO</b> - Må oppbevares på et sted uten direkte sollys <b>BG</b> - Må ikke udsættes for sollys <b>LT</b> - Saugoti nuo saulės spindulių <b>LV</b> - Uzglabāt prom no saules gaismas <b>EE</b> - Hoida eemal päikesevalgusest</p> <p>يحتفظ بعيداً عن ضوء الشمس - <b>AR</b></p>

	<p><b>IT</b> - Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato <b>GB</b> - Don't use if package is damaged <b>FR</b> - Ne pas utiliser si le colis est endommagé <b>ES</b> - No usar si el paquete está dañado <b>PT</b> - Não use se o pacote estiver danificado <b>DE</b> - Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist <b>GR</b> - Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη <b>PL</b> - Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone <b>CZ</b> - Nepoužívejte, pokud je obal poškozen <b>SE</b> - Använd inte en förpackning som är skadad <b>FI</b> - Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut <b>SI</b> - Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana <b>SK</b> - Nepoužívajte, ak je obal poškodený <b>RO</b> - A nu se utilizeza dacă ambalajul este deteriorat <b>NL</b> - Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is <b>HR</b> - Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno <b>HU</b> - Ne használja, ha a csomagolás sérült <b>DK</b> - Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget <b>NO</b> - Ikke bruk hvis emballasjen er skadet <b>BG</b> - Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget <b>LT</b> - Nenaudokite, jei pakuotė pažeista <b>LV</b> - Nelietot, ja iepakojums ir bojāts <b>EE</b> - Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud</p> <p>لا تستخدم في حالة تلف الحزمة - <b>AR</b></p>
	<p><b>IT</b> - Importato da <b>GB</b> - Imported by <b>FR</b> - Importé par <b>ES</b> - Importado por <b>PT</b> - Importado por <b>DE</b> - Eingeführt von <b>GR</b> - Εισαγυγής από <b>PL</b> - Importowane przez <b>CZ</b> - Dovezeno uživatelem <b>SE</b> - Importerad av <b>FI</b> - Tuojja <b>SI</b> - Uvozil <b>SK</b> - Dovážal <b>RO</b> - Importat de <b>NL</b> - Geïmporteerd door <b>HR</b> - Uvezeno od strane <b>HU</b> - Importálta <b>DK</b> - Importeret af <b>NO</b> - Importert av <b>BG</b> - Importeret af <b>LT</b> - Importavo <b>LV</b> - Importēja <b>EE</b> - Importija</p> <p>مستورد عن طريق - <b>AR</b></p>
	<p><b>IT</b> - Conservare in luogo fresco ed asciutto <b>GB</b> - Keep in a cool, dry place <b>FR</b> - À conserver dans un endroit frais et sec <b>ES</b> - Conservar en un lugar fresco y seco <b>PT</b> - Armazenar em local fresco e seco <b>DE</b> - An einem kühlen und trockenen Ort lagern <b>GR</b> - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον <b>PL</b> - Przechowywać w suchym miejscu <b>CZ</b> - Skladujte na větraném a suchém místě <b>SE</b> - Förvara på svalt och torrt ställe <b>FI</b> - Säilytä kuivassa ja viileässä <b>SI</b> - Hraniti na suhem in hladnem mestu <b>SK</b> - Skladujte na chladnom a suchom mieste <b>RO</b> - A se păstra într-un loc răcoșos și uscat <b>NL</b> - Koel en droog opslaan <b>HR</b> - Čuvati na hladnom i suhom mjestu <b>HU</b> - Száras, hűvös helyen tárolandó <b>DK</b> - Opbevares køligt og tørt <b>NO</b> - Må oppbevares på et tørt og kaldt sted <b>BG</b> - Opbevares kjøligt og tørt <b>LT</b> - Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje <b>LV</b> - Uzglabāt vēsā, sausā vietā <b>EE</b> - Hoida jahedas ja kuivas kohas</p> <p>يحتفظ في مكان بارد وجاف - <b>AR</b></p>

	<p><b>IT</b> - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso <b>GB</b> - Caution: read instructions (warnings) carefully <b>FR</b> - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) <b>ES</b> - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente <b>PT</b> - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente <b>DE</b> - Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen <b>GR</b> - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενοτάσεις) <b>PL</b> - Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi <b>CZ</b> - Pozor: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití <b>SE</b> - Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga <b>FI</b> - Huomio: Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti <b>SI</b> - Pozor: Preberite in skrbno sledite navodilom (opozorilom) za uporabo <b>SK</b> - Pozor: Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny na použitie (výstrahy) <b>RO</b> - Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare <b>NL</b> - Opgelet: Lees en volg aandachtig de gebruiksaanwijzing (waarschuwingen) <b>HR</b> - Pozor: Pročitajte i pažljivo slijedite upute (upozorenja) za upotrebu <b>HU</b> - Figyelem: Figyelmesen olvassa el és kövesse a használati utasításokat (figyelmeztetéseket) <b>DK</b> - Forsigtig: Læs instruktioner (advarsler) omhyggeligt <b>NO</b> - OBS! Les og følg anvisningene (advarslene) svært nøye <b>BG</b> - Forsiktig: Læs instruktioner (advarsler) omhyggeligt <b>LT</b> - Dėmesio: perskaitykite ir atidžiai laikykitės naudojimo instrukcijų (įspėjimų). <b>LV</b> - Uzmanību: Izlasiet un uzmanīgi ievērojiet lietošanas instrukcijas (brīdinājumus) <b>EE</b> - Tähelepanu! Lugege kasutusjuhised (hoiatused) läbi ja järgige neid hoolikalt</p> <p><b>AR</b> - الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية</p>
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<table border="1"> <tr> <td>EC</td> <td>REP</td> </tr> </table>	EC	REP	<p><b>IT</b> - Rappresentante autorizzato nella Comunità europea <b>GB</b> - Authorized representative in the European community <b>FR</b> - Représentant autorisé dans la Communauté européenne <b>ES</b> - Representante autorizado en la Comunidad Europea <b>PT</b> - Representante autorizado na União Europeia <b>DE</b> - Autorisierter Vertreter in der EG <b>GR</b> - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση <b>PL</b> - Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej <b>CZ</b> - Splnomocněný zástupce v Evropském společenství <b>SE</b> - Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen <b>FI</b> - Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä <b>SI</b> - Pooblaščenji zastopnik za Evropsko skupnost <b>SK</b> - Splnomocnený zástupca v Európskom spoločenstve <b>RO</b> - Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene <b>NL</b> - Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap <b>HR</b> - Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici <b>HU</b> - Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben <b>DK</b> - Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab <b>NO</b> - Autorisert representant i EU <b>BG</b> - Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab <b>LT</b> - Įgaliotasis atstovas Europos bendrijoje <b>LV</b> - Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā <b>EE</b> - Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses</p> <p><b>AR</b> - ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي</p>
EC	REP		
	<p><b>IT</b> - Leggere le istruzioni per l'uso <b>GB</b> - Consult instructions for use <b>FR</b> - Consulter les instructions d'utilisation <b>ES</b> - Consultar las instrucciones de uso <b>PT</b> - Consulte as instruções de uso <b>DE</b> - Gebrauchsanweisung beachten <b>GR</b> - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης <b>PL</b> - Prze czytaj instrukcje użytkowania <b>CZ</b> - Přečtěte si návod k použití <b>SE</b> - Läs bruksanvisningen <b>FI</b> - Lue käyttöohjeet <b>SI</b> - Preberite navodila za uporabo <b>SK</b> - Prečítajte si návod na použitie <b>RO</b> - Citiți instrucțiunile de utilizare <b>NL</b> - Lees de gebruiksaanwijzing <b>HR</b> - Pročitajte upute za uporabu <b>HU</b> - Olvassa el a használati utasításokat <b>DK</b> - Se brugsvejledningen <b>NO</b> - Les bruksinstruksjonene <b>BG</b> - Se brugsvejledningen <b>LT</b> - Perskaitykite naudojimo instrukcijas <b>LV</b> - Izlasiet lietošanas instrukcijas <b>EE</b> - Lugege kasutusjuhendit</p> <p><b>AR</b> - اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام</p>		

	<p><b>IT</b> - Dispositivo monouso, non riutilizzabile  <b>GB</b> - Disposable device, do not re-use  <b>FR</b> - Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser  <b>ES</b> - Dispositivo monouso, no reutilizable  <b>PT</b> - Dispositivo descartável, não reutilizar  <b>DE</b> - Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden  <b>GR</b> - Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείται εκ νέου  <b>PL</b> - Jedno użyczeniowe, nie używaj ponownie  <b>CZ</b> - Jednorázový prostředek, nepoužívejte opakovaně  <b>SE</b> - Engångsanordning, får ej återanvändas  <b>FI</b> - Kertakäyttöinen laite, ei saa käyttää uudelleen  <b>SI</b> - Za enkratno uporabo, ne uporabiti ponovno  <b>SK</b> - Zariadenie na jedno použitie, nepoužívajte opakovane  <b>RO</b> - Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi  <b>NL</b> - Voor eenmalig gebruik, niet hergebruiken  <b>HR</b> - Uredaj za jednokratnu upotrebu, nemojte ponovo koristiti  <b>HU</b> - Eldobható eszköz, ne használja újra  <b>DK</b> - Engangsenhed, må ikke genbruges  <b>NO</b> - Engangsutstyr, ikke gjenbruk  <b>BG</b> - Engangsenhed, må ikke genbruges  <b>LT</b> - Vienkartinis prietaisas, nenaudokite pakartotinai  <b>LV</b> - Vienreiz lietojama ierīce, nelietojiet to atkārtoti  <b>EE</b> - Ühekordne, ärge kasutage seda mitu korda  <b>AR</b> - أداة أحادية الاستخدام، لا تستخدم من جديد</p>
	<p><b>IT</b> - Numero di lotto  <b>GB</b> - Lot number  <b>FR</b> - Numéro de lot  <b>ES</b> - Número de lote  <b>PT</b> - Número de lote  <b>DE</b> - Chargennummer  <b>GR</b> - Αριθμός παρτίδας  <b>PL</b> - Kod partii  <b>CZ</b> - Číslo šarže  <b>SE</b> - Satsnummer  <b>FI</b> - Eränumero  <b>SI</b> - Številka partije  <b>SK</b> - Číslo šarže  <b>RO</b> - Număr de lot  <b>NL</b> - Partijnummer  <b>HR</b> - Broj serije  <b>HU</b> - Tételszám  <b>DK</b> - Batchnummer  <b>NO</b> - Produksjonsserienummer  <b>BG</b> - Batchnummer  <b>LT</b> - Partijos numeris  <b>LV</b> - Partijas numurs  <b>EE</b> - Partii number  <b>AR</b> - رقم الدفعة</p>
	<p><b>IT</b> - Non sterile  <b>GB</b> - Not sterile  <b>FR</b> - Non stérile  <b>ES</b> - No estéril  <b>PT</b> - Não estéril  <b>DE</b> - Nicht steril  <b>GR</b> - Όχι στειρό  <b>PL</b> - Nie sterylne  <b>CZ</b> - Ne sterilní  <b>SE</b> - Inte steril  <b>FI</b> - Ei steriili  <b>SI</b> - Ni sterilno  <b>SK</b> - Nie sterilné  <b>RO</b> - Nu este steril  <b>NL</b> - Niet steriel  <b>HR</b> - Nije sterilan  <b>HU</b> - Nem steril  <b>DK</b> - Ikke steril  <b>NO</b> - Ikke steril  <b>BG</b> - He e sterilen  <b>LT</b> - Ne sterilus  <b>LV</b> - Nav sterilis  <b>EE</b> - Mitte steriilne  <b>AR</b> - غير معقمة</p>

	<p><b>IT</b> - Data di scadenza  <b>GB</b> - Expiration date  <b>FR</b> - Date d'échéance  <b>ES</b> - Fecha de caducidad  <b>PT</b> - Data de validade  <b>DE</b> - Ablaufdatum  <b>GR</b> - Ημερομηνία λήξεως  <b>PL</b> - Data ważności  <b>CZ</b> - Datum ukončení platnosti  <b>SE</b> - Utgångsdatum  <b>FI</b> - Viimeinen voimaosaolopäivä  <b>SI</b> - Rok uporabnosti  <b>SK</b> - Dátum expirácie  <b>RO</b> - Valabil până la data de  <b>NL</b> - Vervaldatum  <b>HR</b> - Datum isteka  <b>HU</b> - Lejárati dátum  <b>DK</b> - Udløbsdato  <b>NO</b> - Utløpsdato  <b>BG</b> - Udløbsdato  <b>LT</b> - Galiojimo laikas  <b>LV</b> - Derīguma termiņš  <b>EE</b> - Aegumiskupaev  <b>AR</b> - تاريخ انتهاء الصلاحية</p>
	<p><b>IT</b> - Codice prodotto  <b>GB</b> - Product code  <b>FR</b> - Code produit  <b>ES</b> - Código producto  <b>PT</b> - Código produto  <b>DE</b> - Erzeugniscode  <b>GR</b> - Κωδικός προϊόντος  <b>PL</b> - Numer katalogowy  <b>CZ</b> - Kód výrobku  <b>SE</b> - Produktkod  <b>FI</b> - Tuotekoodi  <b>SI</b> - Koda izdelka  <b>SK</b> - Kód výrobu  <b>RO</b> - Cod produs  <b>NL</b> - Productcode  <b>HR</b> - Šifra proizvoda  <b>HU</b> - Termékkód  <b>DK</b> - Produktkode  <b>NO</b> - Produktkode  <b>BG</b> - Produktkode  <b>LT</b> - Prekės kodas  <b>LV</b> - Produkta kods  <b>EE</b> - Toote kood  <b>AR</b> - كود المنتج</p>
	<p><b>IT</b> - Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745  <b>GB</b> - Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745  <b>FR</b> - Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745  <b>ES</b> - Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745  <b>PT</b> - Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745  <b>DE</b> - Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745  <b>GR</b> - Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745  <b>PL</b> - Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2017/745  <b>CZ</b> - Zdravotnický prostředek v souladu s nařízením (EU) č. 2017/745  <b>SE</b> - Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745  <b>FI</b> - Lääkinnällinen laite, joka vastaa asetusta (EU) 2017/745  <b>SI</b> - Medicinski pripomoček, skladen z uredbo (EU) 2017/745  <b>SK</b> - Zdravotnícka pomôcka v súlade s nariadením (EÚ) 2017/745  <b>RO</b> - Dispozitiv medical conform regulamentului (UE) 2017/745  <b>NL</b> - Medisch hulpmiddel in overeenstemming met verordening (EU) 2017/745  <b>HR</b> - Medicinski proizvod sukladan propisu (EU) 2017/745  <b>HU</b> - A 2017/745/EU rendelethez megfelelõ orvostechnikai eszköz  <b>DK</b> - Medicinsk udstyr i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745  <b>NO</b> - Medisinsk utstyr i samsvar med forordning (EU) 2017/745  <b>BG</b> - Medicinsk udstyr i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745  <b>LT</b> - Medicinos prietaisas, atitinkantis reglamentą (ES) 2017/745  <b>LV</b> - Mediciniska ierīce, kas atbilst Regulai (ES) 2017/745  <b>EE</b> - Määrusele (EL) 2017/745 vastav meditsiiniiseade  <b>AR</b> - جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE) 2017/745  <b>CEE</b> - جهاز طبي يتوافق مع التوجيه</p>

<b>MD</b>	<p><b>IT</b> - Dispositivo medico <b>GB</b> - Medical Device  <b>FR</b> - Dispositif médical <b>ES</b> - Producto sanitario  <b>PT</b> - Dispositivo médico <b>DE</b> - Medizinprodukt  <b>GR</b> - Ιατροτεχνολογικό προϊόν <b>PL</b> - Wyrób medyczny <b>CZ</b> - Zdravotnický prostředek <b>SE</b> - Medicinteknisk produkt <b>FI</b> - Lääkinnällinen laite <b>SI</b> - Medicinski pripomoček <b>SK</b> - Zdravotnícka pomôcka <b>RO</b> - Dispozitiv medical <b>NL</b> - Medisch hulpmiddel <b>HR</b> - Medicinski uređaj <b>HU</b> - Orvosteknikai eszköz <b>DK</b> - Medicinsk udstyr <b>BG</b> - Medicinsk udstyr <b>LT</b> - Medicininis prietaisai <b>LV</b> - Medicīniskā ierīce <b>ET</b> - Meditsiiniseade <b>NB</b> - Medisinsk utstyr</p> <p style="text-align: right;">جهاز طبي - <b>AR</b></p>
<b>UDI</b>	<p><b>IT</b> - Identificatore univoco del dispositivo  <b>GB</b> - Unique device identifier <b>FR</b> - Identifiant unique de l'appareil <b>ES</b> - Identificador de dispositivo único <b>PT</b> - Identificador exclusivo do dispositivo  <b>DE</b> - Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts <b>GR</b> - Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts)  <b>PL</b> - Unikalny identyfikator urządzenia <b>CZ</b> - Jedinečný identifikátor zařízení <b>SE</b> - Unik identifierare för enheten <b>FI</b> - Laitteen yksilöllinen tunniste  <b>SI</b> - Enolični identifikator naprave <b>SK</b> - Jedinečný identifikátor zariadenia <b>RO</b> - Identicatorul unic al dispozitivului <b>NL</b> - Unieke identificatie van het apparaat <b>HR</b> - Jedinstveni identifikator uređaja <b>HU</b> - Az eszköz egyedi azonosítója <b>DK</b> - Unik identifikator for enheden  <b>BG</b> - Уникален идентификатор на устройството <b>LT</b> - Unikalus įrenginio identifikatorius <b>LV</b> - Unikāls ierīces identifikators <b>EE</b> - Seadme kordumatu identifikaator <b>NO</b> - Unik enhetsidentifikator</p> <p style="text-align: right;">معرف فريد للجهاز - <b>SA</b></p>
<b>CH</b> <b>REP</b>	<p><b>IT</b> - Rappresentante autorizzato in Svizzera  <b>GB</b> - Authorized Representative in Switzerland <b>FR</b> - Représentant autorisé en Suisse  <b>DE</b> - Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz <b>ES</b> - Representante autorizado en Suiza <b>PT</b> - Representante Autorizado na Suíça  <b>GR</b> - Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα <b>BG</b> - Упълномощен представител в Швейцария <b>CZ</b> - Autorizovaný zástupce ve Švýcarsku <b>DA</b> - Autoriseret repræsentant i Schweiz  <b>EE</b> - Volitatud esindaja Šveitsis <b>FI</b> - Valtuutettu edustaja Sveitsissä <b>HR</b> - Ovlašteni predstavnik u Švicarskoj <b>HU</b> - Hivatalos képviselő Svájcban <b>LT</b> - Įgaliojasis atstovas Šveicarijoje <b>LV</b> - Pilnvarotais pārstāvis Šveicē <b>NO</b> - Autorisert representant i Sveits <b>NL</b> - Gemachtigde vertegenwoordiger in Zwitserland <b>PL</b> - Autoryzowany Przedstawiciel w Szwajcarii <b>RO</b> - Reprezentant autorizat în Elveția <b>SK</b> - Autorizovaný zástupca vo Švajčiarsku <b>SL</b> - Pooblaščen zastopnik v Švici <b>SV</b> - Auktoriserad representant i Schweiz</p> <p style="text-align: right;">الممثل المعتمد في سويسرا - <b>SA</b></p>

