

PENNA DERMATOLOGICA CHIRURGICA - STERILE

- 33181 PENNA DERMATOLOGICA P3® - punta fine - sterile - conf. da 10


La Penna Dermatologica Chirurgica P3® ha una punta versatile per tracciare le linee sottili e precise richieste in chirurgia plastica o, tenendola inclinata, le linee spesse adatte per chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare, radiologia e terapie con radiazioni.

L'inchiostro ad elevata visibilità color viola è atossico, resistente al trattamento pre-operatorio e rimovibile con alcool isopropilico.

La confezione è facile da aprire, presenta un codice a barre HIBC e include un righello flessibile da 15 cm, calibrato sia in pollici sia in centimetri. Sterile EO. **MADE IN THE UK**




DUE PUNTE IN UNA:



Per linee più pesanti, tenere la penna inclinata e utilizzare il fianco della punta (2 mm)

Per applicare linee sottili, tenere la penna verticalmente (0,2 mm)

PENNE DERMATOLOGICHE CHIRURGICHE - STERILI



- 33182 PENNA DERMATOLOGICA - punta singola - sterile - conf. da 100
- Penna dermatologica a punta singola ideale per la chirurgia plastica. Inchiostro viola atossico e ipoallergenico rimovibile con alcol e sapone liquido. Monouso. Include un righello flessibile da 15 cm, calibrato sia in pollici sia in centimetri. Confezione singola.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dim. punta: 1,0 mm	Colore inchiostro: viola
Diametro: 9,5 mm	Lavabile: no
Lunghezza: 167 mm	



- 33183 PENNA DERMATOLOGICA - doppia punta - sterile - conf. da 100
- Penna dermatologica a doppia punta ideale per la chirurgia plastica. Inchiostro viola atossico e ipoallergenico rimovibile con alcol e sapone liquido. Monouso. Include un righello flessibile da 15 cm, calibrato sia in pollici sia in centimetri. Confezione singola.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Dim. punta: punta fine: 0,5mm	Lunghezza: 140 mm	
punta spessa: 1,0mm	Colore inchiostro: viola	
Diametro: 11 mm	Lavabile: no	

PENNA DERMATOLOGICA

- 33179 PENNA DERMATOLOGICA - doppia punta viola genziana - conf. da 10
- Penna dermatologica a doppia punta con cappuccio e struttura in polipropilene. Punte in fibra di poliestere. **Punta ultra fine** per scrivere su etichette adesive e sacche di infusione.

Scatola e manuale multilingue:
GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR,
PL, SE, RO, HU, Arabo



Punta standard per uso sulla pelle del paziente. Lavabile con acqua e sapone. Dimensioni 138xØ 12,5 mm.



MATITE DERMOGRAFICHE

- 33175 MATITA DERMOGRAFICA - blu - conf. da 6
- 33176 MATITA DERMOGRAFICA - bianca - conf. da 6
- 33177 MATITA DERMOGRAFICA - rossa - conf. da 6
- 33178 MATITA DERMOGRAFICA - colori misti - conf. da 6*

*2 matite di ogni colore

Speciali matite dermografiche utili per marcare la pelle e indicare le aree da trattare. Realizzate in legno di cedro con mina in cera. Dimensioni 175xØ 7 mm.

Adatte in chirurgia generale, dermatologia, ortopedia, radiologia, ecc.

Vendute non temperate in confezioni da 6, con 1 temperamatite incluso.

Scatola e manuale multilingue:

GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, SE, RO, HU, Arabo.

