



# GIMA

Matita dermatografica GIMA con temperamatite  
GIMA dermatograph pencil with pencil sharpener  
Crayon dermatographique GIMA avec taille-crayon  
Lápiz dermatográfico GIMA con sacapuntas  
Lápis dermatográfico GIMA com apara-lápis  
Dermographischer Stift GIMA mit Anspitzer  
GIMA Jelőíró ceruza ceruzahegyzővel  
Dermografisk penna GIMA med pennvässare  
Ołówek dermatograficzny GIMA z temperówką  
Creion dermatograf GIMA cu ascuțitoare pentru creioane  
Δερμογραφικό μολύβι GIMA με ξύστρα  
قارم م ع GIMA دلج م ل ق

---

**GIM**

## DEUTSCH

Die dermatographischen Stifte können von unterschiedlichen Spezialisten verwendet werden.  
Dermographischer Stift aus Zedernholz mit Mine von 4,4 mm und mit runder Halterung in der Farbe der Mine. Ideal zum Schreiben und Markieren auf der Haut.  
Dieser Produkt darf nur auf eine saubere Haut ohne Wunden angewendet werden, sodass jegliche Komplikationen bzw. infektiöse oder bakterielle Ansteckung vermieden werden können.  
Bitte überprüfen Sie, dass keine Sensibilisierung vorhanden ist.  
Einpatientengerät

**GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN**  
Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.



297.0 mm

210.0 mm

Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distribuido por/Distribuído por/Verteilt durch/Terjeszti/Distribueras av/Dystrybuowane przez/Dystrybuowane przez/Διανέμεται από/توزيع من عزوم/  
**Gima S.p.A.** - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com - [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importado por/Von importiert/Importált innen/Importerad från/Importowane z/Importat din/Εισαγωγή από/قيدت من دروتسم/  
**Solution Group S.r.l.** - Via Carlo Sormani, 1 - 20095 Cusano Milanino (Mi) - Italy  
solutiongroup@legalmail.it - [www.solutiongroup.it](http://www.solutiongroup.it)

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante/  
Hersteller/Gyártó/Tillverkare/Producent/Producător/Fabrica/عناصلا/  
NINGBO GECEN PROMOTION & GIFT CO., LTD  
B106-109, No.535, Qingshuiqiao Road, HiTech Zone, Ningbo, China - Made in China  
Email:ason@nbgecen.com

**REF** DP-001, DP-002, DP-003, DP-004

**GIMA 33175, 33176, 33177, 33178**



M33175-M-Rev.5.01.25

297.0 mm

210.0 mm