

RASOI PER PREPARAZIONE PRE-OPERATORIA - LAMA IN ACCIAIO INOX



27081



27082

RASOI MONOUSO NON STERILI

Rasoi non sterili con lama in acciaio inox.

Tutti i rasoi sono forniti in un dispenser multilingue:

GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, SE, RO, HR, FI, SI, LV, CZ, HU, BG, Arabo.

Lama singola


Lama Doppia

Lama singola su due lati

27080

27081

27082



Codice GIMA	RASOI MONOUSO NON STERILI lame in acciaio inox	Lunghezza lama	Minimo vendita
27080	Rasoio monolama - 98,6x41 mm	35 mm	conf. da 100
27081	Rasoio bilama - 98,6x41 mm	35 mm	conf. da 100
27082	Rasoio monolama per tricotomia - 103x47 mm	38 mm	conf. da 50

RASOIO ELETTRICO CHIRURGICO 3M™ A TESTINA ROTANTE*



Manico ergonomico con testina rotante* e caricabatterie



27054

• 27054 KIT RASOIO 3M™ 9667L-E (RASOIO + CARICABATTERIE)

Il rasoio chirurgico 3M con la sua unica testina rotante* è un dispositivo sicuro, affidabile e facile da usare. Garantisce una rasatura pratica dei pazienti.

*Se utilizzato con le lame 3M 9660 (27055)

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL RASOIO CHIRURGICO CON LE DIVERSE LAME

	27055	27056
Testina rotante	✓	✓
Impugnatura ergonomica	✓	✓
Lama facile da inserire	✓	✓
Taglia tutti i tipi di capelli o di peli del corpo, bagnati o asciutti, in un'unica passata	✓	✓
Rimuove rapidamente ed efficacemente i capelli nei casi di trauma e neurochirurgia	✓	✓
La lama di taglio lontana dalla pelle minimizza il rischio di tagli, riducendo il rischio di infezioni del sito chirurgico	✓	✓
Batteria agli ioni di litio, di lunga durata, con caricabatterie dotato di relativa spia	✓	✓
Circa 160 minuti di autonomia per una ricarica di quattro ore	✓	✓
Immergibile per una facile pulizia (soddisfa la valutazione IPX7 di immersione in acqua non più profonda di 1 m per un massimo di 30 minuti)	✓	✓

• 27055 LAME RASOIO CHIRURGICO 3M™ 9660 - rotanti - conf. da 50

• 27056 LAME RASOIO CHIRURGICO 3M™ 9660 - non rotanti - conf. da 20

Lama rasoio monouso sigillata singolarmente



27055

Lama per capelli o peli folti



27056



RETE CHIRURGICA NON ASSORBIBILE - STERILE - TRASPARENTE



Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

RETE TRULENE (POLIPROPILENE) -

Non assorbibile

Equivalente a Ethicon: PROLENE MESH

Caratteristiche

- non aderente al tessuto e biologicamente inerte
- supporto duraturo per lunghi periodi
- eccellente resistenza alla trazione e flessibilità
- facile da collocare tra i tessuti
- materiale inerte
- non ospita microrganismi
- minimo rischio trombotico

Applicazioni

- cura di ernie, chirurgia plastica, generale e gastrointestinale

Caratteristiche tecniche

- rete chirurgica non assorbibile in monofilamenti di polipropilene
 - il prodotto non richiede alcun rivestimento ed è fornito non trattato
 - sterilizzato con ossido di etilene
 - Scadenza da data produzione: 5 anni.
- Certificato MDR.**

RETE TRULENE - non assorbibile		
Codice GIMA	Dimensioni	Minimo vendita
23012	6 x 11 cm	conf. da 6
23013	7,6 x 15 cm	conf. da 6
23014	10 x 15 cm	conf. da 3
23015	15 x 15 cm	conf. da 3
23016	30 x 30 cm	conf. da 1