


# ariosto

## LETTINO ARIOSTO






Letino a due segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 47 a cm. 80 mediante comando a pedale. Testata regolabile da +60° a -20° mediante pistone a gas. Foro per la respirazione completo di tappo. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/antiacaro ed ignifugo classe 1IM. Il basamento è costruito in modo tale da acconsentire l'accostamento del solleva pazienti. Portata max kg. 150 uniformemente distribuiti. Disponibile in due diverse misure di larghezza.

## ARIOSTO BED

*Bed two sections electrically adjustable height from 47 to 80 cm by means of pedal control. Adjustable headpiece from +60° to -20° by means of gas-piston. Breathing hole. Covering is treatment-sanitized antimicrobial/antiacarus, flame retardant class 1IM and washable vinyl. Conceived for approach by a patient lifter. Maximum load capacity 150 Kg. well distributed. Available in two various measurement of width.*



colori disponibili  
colours available



particolare del lettino Ariosto

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Ariosto <i>Ariosto</i>	190X65X47-80	3006
Ariosto large <i>Ariosto large</i>	190X80X47-80	3006L



Supporto rotolo carta  
*Roll of paper dispenser*



Sponde laterali ribaltabili  
*Lateral and folding edge*



Lenzuolino carta a due veli  
*Two-layer paper sheet*



Serie di quattro ruote  
*Set of four wheels for beds*



Coprilettini in spugna colore blu per lettini larghezza cm. 65 / 80  
*Towelling bedspeads blue colour for beds width 65 / 80 cm*

OPTIONALS

Optionals	Codice / Code
-----------	---------------

SPONDE LATERALI RIBALTABILI <i>Lateral and folding edge</i>	3008
--	------

SERIE DI QUATTRO RUOTE <i>Set of four wheels for beds</i>	3009B
--	-------

SUPPORTO ROTOLO CARTA <i>Roll of paper dispenser</i>	3010
---	------

LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 <i>Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.</i>	3010L6
---	--------

COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 65 <i>Towelling bedspead blue colour for beds width 65 cm</i>	3019
--	------

COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 80 <i>Towelling bedspead blue colour for beds width 80 cm</i>	3020
--	------