

## METRO IMC



- **27341 METRO IMC**  
Metro tascabile retrattile da 150 cm con calcolatore frontale di IMC (Indice Massa Corporea).
- **27342 METRO IMC**  
Versione economica del 27341.

## CALCOLATORE IMC

Personalizzabile con il vostro logo per un quantitativo minimo di 1.000 pezzi.



- **27336 CALCOLATORE IMC - conf. da 10**  
Utilizzato negli ospedali e negli ambulatori, dà un'indicazione della salute generale attraverso il rapporto tra peso e altezza. Costituito da 2 dischi rotanti: 108 mm di diametro (base) e 76 mm (disco superiore).

## NASTRO PER MISURARE LA CIRCONFERENZA

- **27345 NASTRO PER MISURARE LA CIRCONFERENZA SECA 203 con calcolatore supplementare del rapporto vita/fianchi (WHR)**  
Nastro retraibile ed ergonomico per misurare accuratamente la circonferenza del corpo. Intervallo di misurazione: 15-205 cm, divisioni di 1 mm. Bilancia metallica di alta qualità per ottenere il rapporto vita/fianchi (Waist-To-Hip-Ratio, WHR). Il rapporto WHR è un metodo indiretto per determinare la quantità di grasso addominale. Il rapporto consente di trarre conclusioni relativamente alla distribuzione delle riserve di grasso, contribuendo così a una diagnosi. Dispositivo medico, Classe IM. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.



## MISURATORE CORPOREO

- **27343 MISURATORE CORPOREO**  
Robusto nastro in vinile per rilevare le misure del corpo e i suoi progressi. Misura tutte le parti del corpo, sia in pollici sia in centimetri: braccia, cosce, polpacci, petto, vita, anca, ecc. Lunghezza max di misurazione: 60 pollici/152 cm. La retrazione e il bloccaggio mediante pulsante assicurano misurazioni semplici e massima precisione. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR.



## MISURATORE PROFESSIONALE - CORPO + TESTA

- **27347 NASTRO MISURATORE PROFESSIONALE**
- **27350 NASTRO MISURATORE PROFESSIONALE in scatola con regolo dei percentili per uso pediatrico**  
Misuratori professionali per l'uso su adulti e bambini. Colorati su entrambi i lati per evidenziare il rischio metabolico legato alla circonferenza addominale per uomini e donne. Lunghezza del nastro: 8-150 cm. Grazie alla loro forma arrotondata possono essere usati anche per le misurazioni della testa. Confezionati in una scatola singola. Nastro misuratore professionale in scatola con regolo dei percentili per uso pediatrico (cod. 27350). È fornito in una scatola con un regolo per paragonare la circonferenza della testa con le percentuali di crescita infantile da 0 a 36 mesi (percentili). Adatto per entrambi i sessi.



Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, Arabo.

## GONIOMETRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 430

Tutti i goniometri hanno un manuale in GB, FR, IT, ES

- **24900 GONIOMETRO DA DITA - 15 cm**  
Utile per misurare il campo di movimento delle articolazioni delle dita. Righe in pollici e centimetri. 180° segnati in incrementi di 5°.

- **24901 GONIOMETRO DIGIT 180° - 15 cm**  
Consente la misurazione con una sola mano. Misura la flessione di 110° attraverso 40° di iperestensione in incrementi di 5°.

- **24903 GONIOMETRO DA 360° - 35 cm**  
Presenta due scale opposte da 180° e una scala da 360°, tutte segnate in incrementi da 1°. Manopola robusta e regolabile per aggiustare la tensione dei bracci.

- **24902 GONIOMETRO ROBINSON 180° - 17,5 cm**  
Goniometro tascabile Robinson da 180° per medici e terapeuti. Scala lineare in incrementi di 5°.

- **24904 GONIOMETRO A BRACCI LUNGI DA 180° - 35 cm**  
Bracci molto lunghi, adatti a misurare tutte le articolazioni. Il braccio presenta una scala lineare segnata in incrementi di 1°.