

STADIOMETRO MOBILE

• 27317 STADIOMETRO MOBILE SECA 213

Stadiometro mobile per misurare l'altezza, semplice e facilmente trasportabile grazie alla maniglia integrata. L'altimetro può essere smontato in vari pezzi e rimontato facilmente e rapidamente. Il distanziatore mantiene l'altimetro eretto e stabile senza raccordi. Posizione flessibile grazie all'ampia pedana che assicura stabilità. Risultati precisi e facilmente leggibili. Adatto per adulti, per bambini e anche per misurare pazienti allettati.



Due ampie finestre e scala su due lati per facilitare la lettura

Manuale multilingue in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, GR, DK, SE, NO, FI

Maniglia integrata e fermi di sicurezza su tutte le singole parti per facilitare il trasporto



Pedana ampia per garantire stabilità

27317

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo misurazione: 20-205 cm
 Graduazione: 1 mm
 Dimensioni (aperto): 337x590xh 2.130 mm
 Dimensioni (ripiegato): 337x177x624 mm
 Peso: 2,4 kg

MISURATORE D'ALTEZZA SECA



L'originale profilo a V garantisce automaticamente la posizione corretta del bambino



Dimensioni: 110x16,9x40,2 cm
 Peso: 3,8 kg



I posizionatori di testa e piedi si bloccano nella posizione desiderata. Il risultato può essere letto dopo la misurazione

• 27316 MISURATORE BAMBINI SECA 416

La costruzione solida e l'alto livello di stabilità di questo infantometro consentono una rapida e facile misurazione dei neonati e dei bambini fino a due anni. I bordi laterali rialzati ed arrotondati garantiscono il posizionamento sicuro e corretto del bambino. Il fermapièdi fissato su rotelle scivola su due binari e lungo la scala graduata; può essere bloccato sulla misura rilevata per sistemare il bambino prima di segnare il risultato. Intervallo di misurazione: 33-100 cm. Graduazione: 1 mm.

CALIBRO NEONATI

• 27326 CALIBRO PER MISURA NEONATI

In alluminio ossidato, graduato da 0 a 90 cm con tacche ogni 5 mm. Certificato dall'Ufficio Metrico. Peso: 300 g.



MADE IN ITALY

27326



ALTIMETRO DIGITALE - PER ADULTI E PEDIATRICO



27333

SOEHNLE
PROFESSIONAL

Altezza cifre display LCD: 9 mm

Commutabile in pollici

Include adattatore per collegamento a bilance pediatriche 27306, 27260

Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5V

Dimensioni: 345x92x28 mm
 Alimentazione: 2 batterie AA 1,5 V

Peso: 300 g

SOEHNLE

Dimensioni: 630x290x70 mm

• 27264 ALTIMETRO PER NEONATI SOEHNLE

Altimetro meccanico e digitale da 35 a 80 cm, incrementi: 1 cm. Display LCD, altezza cifre 16 mm. Manuale in 23 lingue.

27264

• 27333 ALTIMETRO DIGITALE SOEHNLE
 Intervallo di misurazione: 50-240 cm (20-94,5 pollici), incrementi: 1 cm. Manuale in: DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ.

ALTIMETRO

• 27335 ALTIMETRO DA PARETE

Scala 0-200 cm. Facile applicazione a parete. Dotato di vite per il fissaggio. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, LT, EE, RO, HU, SK, FI, HR, GR, BG, Arabo.

27335



CALIBRO OSSA

• 27325 CALIBRO PER OSSA

Calibro a corsoio in anticorodal per la misurazione del ginocchio, del gomito, del polso, della spalla. Capacità di misura: 150 mm. Lunghezza becco: 100 mm. Certificato dall'Ufficio Metrico.



MADE IN ITALY

27325



CRANIOMETRO

• 27327 CRANIOMETRO

In materiale plastico speciale, morbido, non estensibile. Misura la circonferenza della testa del bambino (fino a 60 cm). Istruzioni: GB, FR, IT, ES.



27327



MADE IN ITALY

ORCHIDOMETRO



27337

Serie di 12 palline numerate in legno, di volume variante da 1 a 25 mm, usate per determinare la misura dei testicoli.

• 27337 ORCHIDOMETRO - legno

Usato dai pediatri per lo screening dei testicoli dei bambini. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, NL, SE, PL, FI, CZ.