


Sangle réf. 20016



175 Kg



Code article :
5010102

Famille :
Accessoire lève personne

Description :
Sangle en U filet avec têteière

Usage revendiqué :
HAD – collectivité
Usage intérieur, hors milieu humide et immersion.


Classe du dispositif : I

Garantie produit :
1 an contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)



Tolérances : dimensionnelles 20mm

Description technique

- Filet 100% Polyester
- Sangle 40 x1,4 mm 100% Polypropylène
- 4 points d'accrochage (support cuisse)
- 3 points d'accrochage (support dos et têteière)
- Poignée directionnelle au dos
- Lavable en machine à 40°C

Poids du produit :

0,60 Kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Avant 1998

Etiquetage produit

Vignette de remboursement



Vignette CE

