

DEAMBULATORE KOMETA "CITY ROLLATOR"

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale Delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

CODICE ISO: 12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 667349/R

CODICE Nr: 854929

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

In duralluminio anodizzato epossidico, completo di

- Sedile, cestino e fascia appoggia schiena.
- Struttura a crociera, pieghevole per ridurre al minimo gli ingombri e facilitarne il trasporto
- Dispositivo porta bastone/stampella
- Chiudibile a "cubo" e ruote anteriori ripiegabili
- Leva a freno a duplice funzione: sicurezza durante la deambulazione e nello stazionamento
- Manopole di spinta ad impugnatura anatomica e con catarifrangente

Regolabile in altezza da cm 80 a cm 92

Larghezza interna cm 50

Larghezza totale cm 67

Altezza sedile da terra cm 53



Lunghezza totale cm 67

Sedile cm 45,5x25

Peso kg 7,6

Portata massima kg 136



								
cm 67	cm 50	cm 53	Da cm 80 a cm 92	cm 66 x cm 36 x cm 34	Kg 7,6	Kg 136	20 cm	17 cm

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.