

RIALZO WC CON BRACCIOLI RIBALTABILI E COPERCHIO

SCHEDA TECNICA

PRODOTTURE: MEDILAND RÜSCH CARE srl – Via Torino, 5 – 20039 Varedo (MB)

DESCRIZIONE: RIALZO WC CON BRACCIOLI RIBALTABILI E COPERCHIO

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 4813



CODICE Nr: 857114, 857115.

Facile da adattare, in PVC ad alta resistenza
con coperchio e braccioli ribaltabili
Altezza: cod. 857114 cm 10, cod. 857115 cm 15.
Portata massima kg 114

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.



MEDILAND RÜSCH Care s.r.l.

Via Torino, 5 – 20039 Varedo (MI) – Telefono: 0362.554944 r.a. – Telefax: 0362.554946
Sede legale: Via Sanvito Silvestro, 60 – 21100 Varese – Codice Fiscale e Partita IVA IT 02292840127
Uff. Reg. Imp. Di Varese n. 22059 – R.E.A. Varese n. 244354 – Capitale Sociale € 62.400 i.v