

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 27.04.2010	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RS918-9	Sedile per doccia da parete
---------	-----------------------------

*Destinazione d'uso*

Ausilio per doccia per seduta.

**Caratteristiche principali**

Sedile per doccia costruito in acciaio verniciato, sedile in polipropilene, materiali interamente antiruggine. Installabili a parete e ribaltabili per salvare spazio. Versione con o senza appoggio al terreno.

**Immagine prodotto**



RS918



RS919

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	34936
<b>Codice di classificazione CND</b>	Y093303

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso MAX</b>	100 Kg
<b>Confezionamento</b>	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	Acciaio
<b>Sedile</b>	Polipropilene

**DIMENSIONI**

<b>Altezza regolabile (solo RS919)</b>	38 – 52 Cm
--	------------