



CE 0123

MINIMAX è un compressore a pistone per aerosolterapia, pensato per utilizzo domiciliare, dal design compatto e dotato di borsina per il trasporto dell'apparecchio, dei suoi accessori e dei medicinali.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Nebulizzatore HI-FLO
- Maschera adulti con elastico
- Maschera pediatrica con elastico
- Boccheruola
- Forcella Nasale (non invasiva)
- Tubo aria
- Filtro aria
- Borsa di trasporto
- Cavo d'alimentazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Compressore	Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione)		
Alimentazione Standard	230V-50Hz		
Potenza Assorbita	170 VA		
Pressione Massima	2.5 bar	36 psi	250 kPa
Pressione Operativa	1.1 bar	16 psi	110 kPa
Flusso Libero	14 l/min		
Flusso Operativo	4,8 l/min		
Neb-rate con 4 ml di soluzione	0,35 ml/min (Velocità di Nebulizzazione)		
Diametro Aerodinamico Medio di Massa	2,44 μ m (MMAD) misurato come da EN 13544-1		
Frazione Respirabile (< 5 μ m)	> 80%		
Funzionamento	on: 20min off: 40min		
Rumorosità (normativa EN 13544-1)	60 dBA circa		
Peso	1,45 kg		
Dimensioni (Apparecchio)	cm 13 x 10 x 15		
Anni di Garanzia	3		
Cartone di Spedizione	6		
Luogo di Fabbricazione	Italia		

3 ANNI
di GARANZIA

Italian
Medical
Touch
MADE IN ITALY

CODICE

RE 300250 ————— MINIMAX



8 054619 100271