

# NEW ASKIR 20

NEW ASKIR 20 è un aspiratore elettrico per l'aspirazione di liquidi corporei, aspirazione nasale, orale e tracheale nell'adulto o nel bambino. Adatto per spostamenti in corsia ospedaliera, applicazioni di piccola chirurgia, pazienti tracheotomizzati e trattamenti post-operatori a domicilio.

Filtro Antibatterico ed Idrofobico

Set completo di Tubi in Silicone 6x10 mm

Regolatore di Aspirazione

Vuotometro (kPa and Bar)

Vaso Autoclavabile da 1000ml o 2000 ml in policarbonato con Valvola di Troppo Pieno



## OPTIONAL

Sacca monouso con vaso riutilizzabile da 2000 ml

CE 0123

Carrello (cod. 27730)



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore	Pompa a pistone a secco (no lubrificazione e/o manutenzione)
Alimentazione Standard	230V-50Hz (altri voltaggi disponibili a richiesta)
ISO 10079-1 Classificazione	HIGH VACUUM / LOW FLOW
Aspirazione Max (regolabile)	-0.75 Bar -75 kPa -563 mmHg
Flusso d'Aria Libero	16 l/min
Rumorosità	60,5 dB
Potenza Assorbita	184 VA
Fusibile	1 x F1.6 A 250V
Funzionamento (a 35°C e 110% tensione)	Non-stop operation
Peso	Kg 2.50
Dimensioni	cm 35 x 21 x 18
Anni di Garanzia	2
Cartone di Spedizione	4
Luogo di Fabbricazione	Italia

## INDICAZIONI PRINCIPALI

ORL

Tracheotomia

Uso Domiciliare

Reparto / Corsia

**CA-MI**

CA-MI srl - Via Ugo La Malfa 31 - 43010 Pilastrò (PR) - ITALIA  
Tel +39 0521 637133 - +39 0521 631138 Fax +39 0521 639041  
export@ca-mi.it - vendite@ca-mi.it - [www.ca-mi.it](http://www.ca-mi.it)

**ASPIRATORI  
CHIRURGICI**