



Per saperne di più

Aspira

Aspiratore chirurgico professionale. Apparecchio realizzato per uso medico e chirurgico in strutture di assistenza sanitaria quali ospedali, cliniche e ambulatori. È indicato anche per terapie domiciliari per aspirazioni faringee. La struttura in polimeri di alta resistenza d'impatto garantisce sia la robustezza richiesta per gli utilizzi gravosi, sia un facile trasporto grazie al peso contenuto ed alla pratica e robusta maniglia integrata nella sommità. Il porta-vaso applicabile a scatto sul fianco destro o sinistro, alloggia il vaso in PC graduato che è sterilizzabile come i tubi in silicone che lo collegano all'aspiratore, alla cui connessione è applicato il filtro idrofobico e di anticontaminazione microbica ad alta efficienza.



SINGLE PATIENT



STERILISABLE



Perché scegliere Aspira



regolazione del livello di depressione



vaso e tubi sterilizzabili



silenzioso



adatto ad un utilizzo intensivo



porta-vaso



portata effettiva 13,5 L/min'

PRODOTTO SICURO:



Codice 11l/min'	AS11P00	Cod. Minsan
Imballo	2 Pz	
Garanzia	3 anni	

Codice 13,5l/min'	AS01P00	Cod. Minsan A933081818
Imballo	2 Pz	
Garanzia	3 anni	

Codice 20l/min'	AS20P00	Cod. Minsan A394392580
Imballo	2 Pz	
Garanzia	3 anni	