

C 201 PESAPERSONE ECONOMICA A ROMANO A COLONNA LOW COST BEAM COLUMN SCALES



CARATTERISTICHE / FEATURES

- 1 Struttura in lamiera verniciata con pedana in gomma / Metal painted structure with rubber platform.
- 2 Misurazione del peso con sistema interno a leve collegate a tirante ad asta a equilibrio non automatizzato / Weight system with lever mechanism with knife-edges.
- 3 Il peso è indicato ad asta con caratteri ben leggibili / The weight is easy and clear to read.



CLASSE I con funzione di misura



Divisione su tutta la portata.
Division full capacity



A richiesta versione in libbre
Graduated lb available



Tara
Tare



Un anno di garanzia
One year of warranty

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA MAX CAPACITY [MAX]	DIVISIONE DIVISION [e]	DIMENSIONI mm SIZE mm	PESO WEIGHT
C 201	00008	200 kg	100 g	Base/Platform: (W)275x(L)530x(H)115 Colonna/Pole: (H)1400	Circa/Approx 15kg
Direttiva metrica 90/384/CEE Ecc directive 90/384/CEE		Classe di precisione III/ Approved medical class III			
Dispositivi medici 93/42/CEE Ecc directive 93/42/CEE		Classe di rischio I, con funzione di misura / Risk class I, with measurement function			
Accessori inclusi Accessories included		Statimetro telescopico misura altezza 65cm~212cm, Ruote trasporto Telescopic height rod measuring range 65cm~212cm, Wheels to move			
Confezione / Packaging		1 pcs dimension (W)525x(L)1500x(H)170mm; Circa / Approx 17,5kg			



Statimetro Telescopico

Telescopic height rod 65cm~212cm



Ruote per trasporto (incluse)

Wheels to move (included)



Leve in fusione in alluminio

Cast aluminium levers