

Modello	Codice	Portata Max	Divisione
RB Basic	00071I	100/200kg	50/100g
wh200D	00051D	120~200cm	1mm
WH200	00069AA	60~200cm	1mm



RB: NUOVO VISORE TRIPLA LETTURA
PESO-BMI-ALTEZZA



RB: MISURA ALTEZZA DIGITALE O MECCANICO



COMPATTA PICCOLI SPAZI
275x295mm



FUNZIONI

Peso, Tara, Indice massa corporea (BMI), Blocco del peso, Peso Mamma/Bambino, Azzera-mento automatico, Autoff programmabile.

STATIMETRO MECCANICO

CARATTERISTICHE

CND: V0399

N°repertorio: 675867

Certificazioni: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III e Dispositivi medici MDD Classe di rischio Im, con funzione di misura

Struttura: base in metallo verniciato con pedana antiscivolo. Colonna in alluminio verniciato e visore in ABS a tripla lettura

Dimensioni mm: Totale (w)275x(L)295x(h)1000, Base (w)275x(L)295x(h)55, Colonna (h)Ø 60x920, Visore Ø(W)215x(L)180

Visore: 1°Display peso a 5 cifre LCD 20mm; 2°display Altezza/BMI multiriga a 3 cifre LCD 12mm

Alimentazione: Batterie ricaricabili (40 ore durata) con alimentatore esterno

Peso circa: 7kg

Accessori inclusi: Alimentatore, Livella, Piedini regolabili in gomma antiscivolo, RS232.

Accessori non inclusi: Statimetro telescopico manuale cod. 00069AA, Statimetro tele-scopico elettronico cod. 00051D, Stampante termica WS cod.01131T

Condizioni ambientali: +0°~+40°

Confezione: 1pcs dimensioni (w)400x(L)1100x(h)210mm, Peso circa 10kg

Garanzia: 2 anni.