



WBA300

MDD BIA ANALYSIS SCALE



Nuovo visore tripla lettura Peso, BMI, Massa Grassa
New indicator Weight, BMI, Fat Mass



RISULTATI CON STAMPANTE

PESO	70,5kg
TARA: peso indumenti	1,5kg
BMI: indice massa corporea	25,3
FAT: massa grassa	25,5%
FAT: massa grassa	15,7kg
FMM: massa magra	55,4kg
BMR: metabolismo basale	1660 ckal
TBW: liquidi corporei	41,8kg
Impedenza: valore in ohm	603Ω



Modello Model	Codice Code	Portata Capacity	Divisione [e] Division [e]	% Massa Grassa % Fat Mass
WBA colonna	00052D	300kg	100g	0,5
Stampante termica / Thermal printer WS	01131T	—	—	
Stat.telescopico digitale / Digital Height Meter	00051C	120-210cm	1mm	
Stat.telescopico Meccanico / Mechanical height meter	00069AA	60-200cm	1mm	

Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III, per uso medico
Ecc directive NAWI Approved medical class III, for medical use

Struttura Alluminio e metallo verniciato, visore in ABS, 4 elettrodi acciaio inox, 2 ruote per il trasporto
Structure Aluminium and metal tubular painted, ABS display, 4 stainless electrode, 2 wheels (easy to carry)

Funzioni Peso, Tara, BMI, Massa Grassa %-kg, Massa Magra kg, Liquidi totali kg, Metabolismo Basale
Functions Weight, Tare, BMI, Fat mass %-kg, Free Mass kg; Total Body Water kg; Basal Metabolic

Visore Visore a DOPPIO LCD in ABS con tripla lettura:
Display 1° Display peso a 5 cifre LCD 20mm;
 2° display multi riga BMI/altezza %FAT/ Età a 3 cifre LCD 12mm
 ABS indicator with DOUBLE LCD triple reading 1° Weight 5 digit LCD 20mm only Weight; 2° multiline display Height/BMI and Fat/Age 3 digit LCD 12mm

Alimentazione Batterie ricaricabili (50 ore durata) con alimentatore esterno
Power External adapter rechargeable batteries (50 hours life)

Dimensioni mm Size mm	Totale/ Total (W)350x(L)600x(H)920	Base/ Platform (W)350x(L)450x(H)85	Visore/ Display Ø(W)215x(L)180	Pole / Colonna (H)920
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Peso/Weight Circa 10kg/ Approx 10kg

Confezione 1pcs dimensioni (w)400x(L)1100x(h)210mm , Peso circa 22kg/
Packaging 1 pcs dimensions (w)400x(L)1100x(h)210mm , Weight approx 22kg

Accessori inclusi RS232, Alimentatore, 2 Ruote trasporto, Livella, Piedini regolabili
Accessories included RS232, Adapter, 2 Wheels to move, Level Bouble, Adjustable Feet

- Accessori non inclusi**
Accessories not included
- Statimetro elettronico **HM210D** 120~210cm cod.00051C (invio automatico altezza al visore della bilancia)
 - Statimetro meccanico 60~200cm cod.00069AA,
 - Stampante termica **WS** cod.01131T,
 - *Electronic Height rod 120~210cm code 00051C (automatic connection height to the display)*
 - *Mechanical height rod 60-200cm code 00069AA,*
 - *Thermal printer WS code 01131T*

Garanzia/Warranty 2 anni/ 2 years