

bilancia pesapersona portatile

BLC100

Bilancia
da terra



200 Kg



doppia lettura
lato medico e lato paziente



pedini regolabili
tappetino antiscivolo
livella a bolla

SPECIFICHE TECNICHE

Struttura	Base in alluminio verniciata, pedana antiscivolo
Schermo	LCD da 1" a 5 cifre
Funzioni	Tara, On, Off, 0, Invio dati, Hold, BMI (Indice di Massa Corporea), BSA (Superficie corporea)
Divisione	200 g
Alimentazione	4 batterie (AA)

DIMENSIONE

L:	P:	H:		
35 cm	34,5 cm	6,5 cm	2,7 Kg	200 Kg