

# bilancia pesapersona portatile

BLC110

Bilancia  
da terra



300 Kg



piedini regolabili  
tappetino antiscivolo  
livella a bolla  
maniglia per il trasporto

accessorio optional

stampante  
termica

BLC550

Alimentazione: 12V 2A  
Larghezza stampa: 48 mm  
Dimensioni: 12 x 8 x 5 cm



display collegabile  
alla rete e al PC



## SPECIFICHE TECNICHE

Struttura	Base in alluminio verniciata, pedana antiscivolo
Schermo	LCD da 1,4" a 5 cifre
Funzioni	Tara, On, Off, 0, Invio dati, Hold, BMI (Indice di Massa Corporea), BSA (Superficie corporea), Trasferimento dati tramite USB, software Smart Data Manager
Divisione	100 g
Alimentazione	6 batterie (AA)

## DIMENSIONE

L:	P:	H:	5,5 Kg	300 Kg
36 cm	31 cm	11 cm		

