



SCOOTER FALCON

L'autonomia ritrovata





Resistente

Grazie al telaio in acciaio e ai parafanghi, è uno degli scooter più resistenti della gamma Mediland.

Sistema completo di illuminazione a LED

Pensato per essere utilizzato all'esterno è dotato di un completo sistema di illuminazione a LED, indicatori di direzione, di retromarcia, che garantiscono una guida sicura anche al tramonto!



Ruotine anti-ribaltamento

Per garantire una maggiore stabilità sono previste le ruotine anti-ribaltamento..



Lo **scooter elettrico Falcon** a quattro ruote è dal design elegante, intuitivo e facile da utilizzare.

Realizzato in **acciaio** ad alta resistenza per il telaio, le carenature sono in **ABS**.

Ideale per l'utilizzo all'**esterno**.

Infinite possibilità di regolazione

Per rendere il tuo scooter più comodo, sono previste molteplici possibilità di regolazione: del manubrio, dei braccioli e del sedile. Quest'ultimo è regolabile in altezza e in profondità, inoltre è girevole a 360° così da facilitare la seduta.

Innovativo!

Lo scooter Falcon rappresenta un esempio di innovazione, basti pensare al sistema frenante intelligente, rigenerante ed elettromagnetico. Per assicurare una guida ancora più sicura.



Vivi una prima esperienza di guida... **Guarda il video!**



Consulta il nostro sito internet per avere maggiori informazioni e dettagli.

Lunghezza
Tot



120 cm

Larghezza
Tot



61 cm

Altezza
Tot



99 cm

Portata
Max



136 kg

Pendenza
Max



6°

Batteria



2x12v
35 Ah

Velocità



10 Km/h

Autonomia



25 Km

Peso (con batterie)



86 kg

Codice prodotto: 854307 (blu) – 854396 (rosso)
Nr. Repertorio DM: 1672077/R

Colore carenatura:



Rosso



Blu

Accessori e Pezzi di Ricambio :

- Batteria – 854566
- Centralina – 855660
- Interruttore clacson - 855621
- Copertone posteriore - 855888
- Pistone - 855117

E molti altri ancora... chiedi maggiori informazioni alla nostra Assistenza tecnica – assistenza.tecnic@mediland.it