



CAR. ELETTRICA FREE HOME

La carrozzina leggera e compatta,
per un uso quotidiano





Stabilità di guida

Progettata per garantire la massima sicurezza di guida grazie alle ruote resistenti, che ti consentono di superare ogni ostacolo, e alle routine anti-ribaltamento

Facilmente smontabile

Pochissimi minuti, sono ciò che ti occorre per smontare e caricare in auto la tua carrozzina Free Home!



Design raffinato!

Il design è elegante e raffinato, essendo compatta è perfetta anche per gli spazi più ristretti di casa.



La carrozzina elettrica **Free Home** è leggera e compatta, ideata prevalentemente per **uso interno**. Telaio in acciaio verniciato epossidico, carenatura in ABS. Struttura leggera di **facile montaggio e smontaggio** per un agevole trasporto e carico nel baule dell'auto. Schienale, sedile e braccioli sono in similpelle lavabile. I braccioli sono regolabili in altezza e larghezza, ribaltabili ed estraibili. **La pedana è ribaltabile** così come lo schienale. Il **sedile** regolabile in altezza è girevole a **360°** per facilitarne la seduta..

Parola chiave: facilità

- ✓ Facile da regolare: ha tantissime opzioni di regolazione
- ✓ Facile da trasportare: con un gesto puoi smontarla e caricala in auto.
- ✓ Facile da guidare: è maneggevole e compatta!

Guarda il video!!!!



Consulta il nostro sito internet per avere maggiori informazioni e dettagli.

Lunghezza
Tot



90 cm

Larghezza
Tot



56 cm

Altezza
Tot



92 cm

Portata
Max



114 kg

Pendenza
Max



6°

Batteria



2x12v
15 Ah

Velocità



6 Km

Autonomia



15 Km/h

Peso (con batterie)



45 kg

Codice prodotto: 855301

Nr. Repertorio DM: 1727168/R

Disponibile nel colore:



Bianco