



SCOOTER PIXEL

Lo scooter elettrico colorato,
compatto e facile da guidare!



**CHASSIS
BLU
INCLUSI!**





Design moderno e compatto

Progettato per garantire il massimo comfort e precisione di marcia anche in spazi ristretti .

Manubrio ergonomico

La curvatura ergonomica del manubrio consente una guida sicura garantendo una migliore postura.



Sospensioni

Sospensioni sia anteriori che posteriori per garantire una maggiore stabilità.

Leva Ruota libera

Dispone di una leva per posizionamento ruota libera per il funzionamento in manuale.



Facile da smontare!

Si smonta velocemente, in pochi minuti ! Sistema di aggancio e sgancio dei vari componenti sicuro e facile da usare.



Vuoi andare a fare un giro per negozi o una piccola gita? Lo **scooter PIXEL** è la soluzione ideale. Facile da smontare, lo puoi portare sempre con te! Lo scooter elettrico **PIXEL** si distingue anche per il design accattivante e moderno, garantisce una guida veloce, performante e assolutamente sicura, grazie alle delicate sospensioni anteriori e posteriori.

Prestazioni al top!

Grazie alle 2 batterie da 20 Ah, la guida è ottimizzata e ti consente di affrontare tragitti più lunghi e complessi, per andare ovunque tu voglia!

Scopri sul nostro sito i consigli per far durare più a lungo la batteria

Il colore a portata di mano, anzi di chassis!

Sono inclusi anche gli chassis blu, per personalizzare il tuo scooter a seconda del tuo stile e del tuo gusto personale

Piantone sterzo regolabile

Grazie a una pratica manopola posta sul piantone, puoi decidere tu come regolare l'angolazione del manubrio, posizionandolo più vicino o più lontano per un migliore accesso ai comandi



Consulta il nostro sito internet per avere maggiori informazioni e dettagli.

Lunghezza
Tot



102 cm

Larghezza
Tot



58 cm

Altezza
Tot




89 cm

Portata
Max



136 kg

Pendenza
Max



6°

Batteria



2x20v

Velocità



6 Km/h

Autonomia



18 Km

Peso (con batterie)




35,5 kg

Codice prodotto: 853450

Nr. Repertorio DM: – 1790476/R

Colore carenatura:



Accessori (Optional):

- Dispositivo supporto per deambulatore - cod. 854568
- Dispositivo supporto bastone/stampella - cod. 854569
- Protezione pioggia - cod. 854570
- Dispositivo supporto porta bombola di ossigeno - cod. 854571
- Cestino Maxi - cod. 855599

