



# SCOOTER WALLI

L'evoluzione dello scooter elettrico:  
si apre e si chiude in un click!





## Facile da guidare

Progettato per garantire il massimo comfort e precisione di marcia anche in spazi ristretti, comandi semplici e chiari.

## Ricarica

Punto di ricarica vicino al manubrio per ricaricare il tuo scooter velocemente e senza ingombri.



## Chiusura Manuale

Pensato per essere chiuso, in caso di necessità, manualmente in modo veloce e pratico, girando la leva posta dietro il sedile

## Ruotine anti-ribaltamento

Per garantire una maggiore stabilità sono previste due ruotine anti-ribaltamento..





Lo **scooter WALLI** è la soluzione ideale per gli spostamenti frequenti. Facile da chiudere e aprire, lo puoi portare sempre con te! Lo scooter elettrico **WALLI** si distingue anche per il design moderno, l'essere compatto ed estremamente maneggevole.

### Parola chiave: leggerezza

Grazie ai suoi 26 Kg è uno degli scooter più leggeri in casa Mediland. Questa caratteristica fa sì che si possa caricare nel baule dell'auto in tutta comodità.

### Si apre e si chiude in un click!

Con un semplice telecomando, puoi aprire e chiudere il tuo scooter PIXEL in maniera davvero molto semplice e immediata!  
**Guarda il video!!!!**



Consulta il nostro sito internet per avere maggiori informazioni e dettagli.

Lunghezza  
Tot



105 cm

Larghezza  
Tot



55 cm

Altezza  
Tot



94,5 cm

Portata  
Max



120 kg

Pendenza  
Max



6°

Batteria



Al litio  
2x24v  
10 Ah

Velocità



6 Km/h

Autonomia



15 Km

Peso (senza batterie)



27 kg

**Codice prodotto: 270006**

**Nr. Repertorio DM: 1745381/R**

**Colore carenatura:**



Rosso