





Illuminazione a fibre ottiche (F.O.) di alta qualità con lampadina alogena XHL Xenon.



Otoscopio HEINE BETA 200® a fibre ottiche

Il meglio in performance e qualità

Solida struttura totalmente in metallo. Uno strumento di alta qualità a fibre ottiche (F.O.) per tutti gli ambulatori medici. Ampia finestrella d'osservazione. Raccordo per attacco monopalla. Lente orientabile a chiusura ermetica.



➤ Illuminazione a Fibre Ottiche

➤ Struttura totalmente in metallo

➤ Finestrella in vetro di silicato

- **Illuminazione distale a F.O. con tecnologia alogena XHL Xenon.**
Illuminazione omogenea e priva di riflessi del timpano e del condotto uditivo.
- **Ampia lente d'ingrandimento 3x, antigraffio, in vetro ottico.**
Visione libera e senza distorsioni anche nelle zone periferiche.
- **Finestrella di osservazione a tenuta ermetica.**
Corretta esecuzione del test pneumatico del timpano.
- **Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente.**
Ottimale impiego degli strumenti e visione ingrandita.
- **Struttura in metallo opacizzato.**
Durevole e di facile pulizia.

Otoscopio BETA 200 a F.O.	2,5 V	3,5 V
con 4 speculum riutilizzabili	B-001.11.501	B-002.11.501
senza speculum	B-001.11.500	B-002.11.500
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.077	X-002.88.078

ORL Set Diagnostici HEINE BETA 200® a fibre ottiche



Set completo con **Otoscopio BETA 200 a fibre ottiche (F.O.)**, 1 set di speculum riutilizzabili, 10 speculum monouso, lampadina di ricambio, in astuccio rigido con:

	2,5 V	3,5 V
BETA Manico a batterie	B-141.10.118	
BETA R Manico ricaricabile		B-141.20.376
BETA TR Manico ricaricabile e trasformatore		B-141.20.384
BETA NT Manico ricaricabile e caricatore NT 200		B-141.20.420

ORL Set Diagnostici HEINE BETA 200® a fibre ottiche



Set completo con **Oftalmoscopio BETA 200, Otoscopio BETA 200 a F.O.**,
1 set di speculum riutilizzabili, 10 speculum monouso, una lampadina di ricambio
per ogni strumento, in astuccio con cerniera con:

	2,5 V	3,5 V
BETA Manico a batterie	A-131.10.118	
BETA R Manico ricaricabile		A-131.20.376
BETA TR Manico ricaricabile e trasformatore		A-131.20.384
BETA NT Manico ricaricabile e caricatore NT 200		A-131.20.420



Set completo con **Oftalmoscopio BETA 200, Otoscopio BETA 200 a F.O.**, con
illuminatore multifunzione, 1 set di speculum riutilizzabili, 10 speculum monouso, una
lampadina di ricambio per ogni strumento, in astuccio con cerniera con:

	2,5 V	3,5 V
BETA Manico a batterie	A-133.10.118	
BETA R Manico ricaricabile		A-133.20.376
BETA TR Manico ricaricabile e trasformatore		A-133.20.384
BETA NT Manico ricaricabile e caricatore NT 200		A-133.20.420



Set completo con **Oftalmoscopio BETA 200, Otoscopio BETA 200 a F.O.**,
1 set di speculum riutilizzabili, 10 speculum monouso, una lampadina di ricambio
per ogni strumento, in astuccio rigido con:

	2,5 V	3,5 V
BETA Manico a batterie	A-132.10.118	
BETA R Manico ricaricabile		A-132.20.376
BETA TR Manico ricaricabile e trasformatore		A-132.20.384
BETA NT Manico ricaricabile e caricatore NT 200		A-132.20.420



Come set sopra A-132, ma con illuminatore multifunzione con:

	2,5 V	3,5 V
BETA Manico a batterie	A-134.10.118	
BETA R Manico ricaricabile		A-134.20.376
BETA TR Manico ricaricabile e trasformatore		A-134.20.384
BETA NT Manico ricaricabile e caricatore NT 200		A-134.20.420



Attenzione: i manici ricaricabili BETA 3,5V possono essere forniti con una batteria al litio (**X-007.99.381**) – dotata di maggiore capacità e senza effetto memoria ad un costo extra. Prego specificare in fase d'ordine.

Per ordinare i set con manico BETA 3,5V con batteria ricaricabile Li-ion, utilizzare il numero "27" nell'indicazione del voltaggio. Per esempio: A-131.**27**.420 per il Set diagnostico BETA A-131 con manico BETANT e caricatore.