

FLAEM[®]

IL BENESSERE È DI CASA
A HEALTHY LIFESTYLE

Over **40** Years
MADE IN ITALY

da oggi inclusa la Doccia Nasale Rhinoclear !!



Ampolla RF6 plus
con sportello di ventilazione
a valvola e 2 modalità
di erogazione del farmaco

RF6 plus nebuliser
with valve system
and 2 delivery modes



Comodo vano porta accessori
igienicamente separato
dal vano raccogli cavo

Convenient accessory
compartment,
hygienically separated
from the cord
storage compartment



Vano raccogli cavo
Cord storage
compartment



Utile maniglia per il trasporto
Convenient carrying handle



Micronizzazione
testata TÜV
Particle size tested
by TÜV



Materiali anallergici
e biocompatibili
Anti-allergenic and
biocompatible materials

Nebulflaem Pro

AEROSOL PROFESSIONALE

ULTRASILENZIOSO E VELOCE • PARTICOLARMENTE
ADATTO ALL'USO INTENSIVO • INDICATO PER LA
CURA DI TUTTE LE AFFEZIONI CRONICHE E ACUTE
DELL'APPARATO RESPIRATORIO.



PROFESSIONAL AEROSOL THERAPY UNIT

ULTRASILENT AND FAST • PARTICULARLY SUITABLE
FOR AN INTENSIVE USE • SUITABLE FOR RESPIRATO-
RY CHRONICAL AND SEVERE DISEASES.


CARATTERISTICHE TECNICHE DI NEBULIZZAZIONE NEBULISATION TECHNICAL FEATURES

Ampolla RF6 PLUS <i>RF6 PLUS nebuliser</i>		
Erogazione Max <i>Max delivery</i>	0,54 ml/min (approx) <i>0.54 ml/min</i>	Valori riscontrati con boccaglio inserito e portavalvola aperta <i>Values taken with mouthpiece and open valve holder</i>
MMAD	2,8 µm <i>2.8 µm</i>	Caratterizzazione in vitro eseguita presso Inamed Research GmbH & Co. KG per conto di TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Germany in conformità al nuovo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia, Norma EN 13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta. <i>In vitro testing carried out at the Inamed Research GmbH & Co. KG on behalf of TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Germany in compliance with the new European Standard for aerosol therapy appliance and Standard EN 13544-1. Further details available on request.</i>
Frazione respirabile < 5 µm <i>Breathable fraction < 5 µm (FPF)</i>	76%	
Capacità massima <i>Maximum fill volume</i>	8 ml	

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Compressore rotativo a pistone (esente da lubrificazione e da manutenzione) <i>Reciprocating piston compressor (designed for use without lubrication or maintenance)</i>	
Alimentazione/Potenza: <i>Power supply/Power:</i>	230 V ~ 50 Hz/210 VA <i>Other voltages available on request</i>
Filtraggio aria: <i>Air filtering:</i>	Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall'ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (porosità 50/70 µm) <i>For better quality, the compressed air is extracted external of the housing and filtered using a high efficiency filter system (porosity 50/70 µm)</i>
Portata aria al compressore: <i>Compressor air output:</i>	14 l/min (approx.)
Pressione Max: <i>Max pressure:</i>	3,5 bar (approx.) <i>3.5 bar (approx.)</i>
Rumorosità (a 1 m): <i>Sound level (at 1 m):</i>	55 dB (A) (approx.)
Dimensioni: <i>Dimensions:</i>	20 (L) x 30 (P) x 10 (H) cm <i>20 (length) x 30 (width) x 10 (height) cm.</i>
Peso apparecchio: <i>Handset Weight:</i>	2,400 Kg <i>2.400 Kg</i>
Conforme alla direttiva 93/42 CEE (solo per unità 230 V ~ 50 Hz): <i>In compliance with Dir. 93/42/EEC (for the 230 V ~ 50 Hz unit only):</i>	
Omologazioni: <i>Approvals:</i>	
Garanzia: <i>Warranty:</i>	6 ANNI <i>Please refer to your local dealer</i>

Accessori in dotazione	Accessories	Cod.
Kit Ampolla RF6 plus composta da: ampolla, boccaglio con valvola e nasale	<i>RF6 PLUS nebuliser kit composed of: nebuliser, mouthpiece with valve and nasal prong</i>	AC0368P
Tubo di collegamento da 2 m	<i>2 m connection tube</i>	AC0225P
Mascherina adulto in PVC	<i>PVC Adult mask</i>	AC079
Mascherina pediatrica in PVC	<i>PVC Child mask</i>	AC089
Kit ricambi filtri aria (2 pezzi)	<i>Spare Air filter kit per unit (2 pcs)</i>	AC0164P

NEBULFLAEM PRO F2000	Codice Code	EL15P00	 8 018294 005597
	Imballo Master carton	n° 6 Pz 6 pieces	

Maggiori informazioni sull'Aerosol terapia e sui prodotti Flaem Nuova sono disponibili consultando la nostra rete vendita o visitando il sito internet www.flaemnuova.it

For further information on aerosol therapy and Flaem Nuova products please contact our sales network or visit our website www.flaemnuova.it

Over **40** Years
MADE IN ITALY

Fabbricante / Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A.
Elettromedicali/Elettrodomestici
Via Colli Storici, 221-223-225
25010 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)
Phone (39) 030 9910168 - Fax (39) 030 9910287
E-mail: info@flaemnuova.it
www.flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system

Export Department of FLAEM NUOVA

 **medexpo international** s.r.l.

3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy
Phone (39) 02 4120769
Fax (39) 02 48376295
E-mail: info@medexpointernational.com

FLAEM[®]



IL BENESSERE È DI CASA
A HEALTHY LIFESTYLE

Over **40** Years
MADE IN ITALY



Rhino Clear

CLINICAMENTE TESTATA / *CLINICALLY TESTED*

DOCCIA NASALE

IL MEZZO VELOCE ED EFFICACE PER IL LAVAGGIO E IL TRATTAMENTO CON FARMACI DELLE CAVITÀ NASALI E DEL RINOFARINGE GIÀ DALL'ETÀ PEDIATRICA.

NASAL WASH

A FAST, EFFECTIVE DEVICE FOR THE TREATMENT AND THE CLEANING OF NASAL CAVITIES AND RHINOPHARYNX SINCE THE PEDIATRIC AGE.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

- **Rhino Clear®** nebulizza 10 ml di soluzione in circa 2 minuti.
- E' dotata di una camera di nebulizzazione da riempire con max 10 ml di soluzione.
- Nebulizza la soluzione e rimuove le secrezioni, le polveri e le sostanze nocive presenti sulle mucose epiteliali all'interno dei seni paranasali raccogliendole in un apposita camera.
- Il corpo doccia ergonomico costituisce una comoda impugnatura fornita di pulsante per attivare la nebulizzazione senza fatica.
- **Rhino Clear®** è abbinabile a tutta la gamma aerosol pneumatici Flaem.
- E' utilizzabile con soluzioni saline (isotoniche, ipertoniche, ai liposomi, etc.), acque termali o farmaci normalmente reperibili in farmacia.
- I componenti di **Rhino Clear®** sono realizzati con materiali atossici.
- **Rhino Clear®** è dotato di tre adattatori nasali per adattarsi meglio alle narici.

- *Rhino Clear®* Nebulises 10 ml of solution in about 2 minutes.
- *EFFECTIVE* It removes secretions, dust and harmful substances that have accumulated inside the paranasal sinuses and collects them in a special chamber
- *PRACTICAL* It features a practical pushbutton for controlling nebulisation
- *Rhino Clear®* can be used in conjunction with the whole range of Flaem Nuova pneumatic compressors and any other commercially available pneumatic compressor for aerosoltherapy.
- *EASY TO USE* It can be used with saline solutions (isotonic, hypertonic, liposome solutions, etc.), thermal waters or medications commonly available in pharmacies
- *NON-TOXIC* Made of biocompatible, non-allergenic materials
- Each *Rhino Clear®* comes with 3 nasal adaptors

Adattatori nasali per confezione / Nasal adaptors



Fino a 3 anni
Up to 3 years of age



Da 3 a 12 anni
From 3 to 12 years



Da 12 anni in sù
12 years and older

Conforme alla direttiva 93/42 CEE
In compliance with Dir. 93/42/EEC



VERDE / GREEN
Cod. 08210



8 018294 005641

AZZURRO / BLUE
Cod. 08207



8 018294 005610

GIALLO / YELLOW
Cod. 08208



8 018294 005627

ROSA / PINK
Cod. 08209



8 018294 005634

Per ogni colore confezione minima da 32 pezzi
For each color packaging minimum 32 pieces



ESPOSITORE RHINO CLEAR®
da 8 pezzi colori assortiti
RHINO CLEAR®
display kit including 8 pieces
in assorted colours

Codice
Code



8 018294 005603

ACO204P

Maggiori informazioni sull'Aerosol terapia e sui prodotti Flaem Nuova sono disponibili consultando la nostra rete vendita o visitando il sito internet www.flaemnuova.it

For further information on aerosol therapy and Flaem Nuova products please contact our sales network or visit our website www.flaemnuova.it

Over **40** Years
MADE IN ITALY

Fabbricante / Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A

Elettromedicali/Elettrodomestici

Via Colli Storici, 221-223-225

25010 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)

Phone (39) 030 9910168 - Fax (39) 030 9910287

E-mail: info@flaemnuova.it

www.flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda
con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system

Export Department of FLAEM NUOVA



3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy

Phone (39) 02 4120769

Fax (39) 02 48376295

E-mail: info@medexpointernational.com