



Otoscopio HEINE K 180® a fibre ottiche

L'otoscopio standard con illuminazione distale a Fibre Ottiche (F.O.)



∴ Illuminazione a Fibre Ottiche

∴ Chassis in policarbonato

Otoscopio con illuminazione a F.O., in leggero policarbonato antiurto. Finestrella di osservazione in materiale acrilico con ingrandimento 3x. Restanti caratteristiche simili all'otoscopio BETA 200 sopra illustrato.

Otoscopio K 180 a F.O.	2,5 V	3,5 V
con 4 speculum riutilizzabili	B-001.11.551	B-002.11.551
senza speculum	B-001.11.550	B-002.11.550
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.077	X-002.88.078

ORL Set Diagnostici HEINE K 180® a fibre ottiche



Set completo con **Otoscopio K 180 a fibre ottiche (F.O.)**, 1 set di speculum riutilizzabili in astuccio morbido con:

	2,5 V	3,5 V
BETA Manico a batterie	B-181.10.118	
BETA R Manico ricaricabile		B-181.20.376
BETA TR Manico ricaricabile e trasformatore		B-181.20.384
BETA NT Manico ricaricabile e caricatore NT 200		B-181.20.420



Set completo con **Oftalmoscopio K 180, Otoscopio K 180 a F.O.**, 1 set di speculum riutilizzabili, in stuccio con cerniera con:

	2,5 V
BETA Manico a batterie	A-177.10.118



Set completo con **Oftalmoscopio K 180, Otoscopio K 180 a F.O.**, 1 set di speculum riutilizzabili, in astuccio rigido con:

	2,5 V	3,5 V
BETA Manico a batterie	A-279.10.118	
BETA R Manico ricaricabile		A-279.20.376
BETA TR Manico ricaricabile e trasformatore		A-279.20.384
BETA NT Manico ricaricabile e caricatore NT 200		A-279.20.420



Attenzione: i manici ricaricabili BETA 3,5V possono essere forniti con una batteria al litio (**X-007.99.381**) – dotata di maggiore capacità e senza effetto memoria ad un costo extra. Prego specificare in fase d'ordine.

Per ordinare i set con manico BETA 3,5V con batteria ricaricabile Li-ion, utilizzare il numero "27" nell'indicazione del voltaggio. Per esempio: B-181.**27**.420 per il Set diagnostico BETA B-181 con manico BETANT e caricatore.

Oftalmoscopio HEINE K 180®

L'oftalmoscopio standard con tutte le funzioni



↳ Riduce riflessi corneali

↳ Protezione antipolvere

Alte prestazioni in uno strumento a prezzo vantaggioso.

- **Ottiche di precisione HEINE.** Immagini brillanti della retina.
- **Tecnologia alogena XHL Xenon.** Alta intensità luminosa. Chiara visione della retina.
- **Forma ergonomica.** Lo strumento si adatta facilmente al contatto orbitale.
- **Morbido supporto orbitale.**
Protegge gli occhiali dell'esaminatore e stabilizza lo strumento.
- **5 diaframmi disponibili.** Per pupille dilatate ed in miopia. A scelta con stellina di fissazione o con filtro blu per esami della cornea.
- **Apertura di visione a tenuta anti-polvere.** Ridotti interventi di manutenzione.
- **28 lenti in un range da - 35 D a + 40 D.** Ottima visione anche in casi di forti correzioni.
+ in valori unitari: 1 - 10 | 15 | 20 | 40 |
- in valori unitari: 1 - 10 | 15 | 20 | 25 | 35 D
- **In policarbonato antiurto.**

Oftalmoscopio K 180	2,5 V	3,5 V
Oftalmoscopio K180 con apertura diaframmi 1	C-001.30.206	C-002.30.206
Oftalmoscopio K180 con apertura diaframmi 2 con filtro blu	C-001.30.207	C-002.30.207
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.084	X-002.88.086

Diaframmi K 180



Diaframmi 1



Diaframmi 2 con filtro blu

Set Diagnostici per Oftalmologia HEINE K 180®



Set completo con **Oftalmoscopio K 180**, versione standard con apertura diaframmi I, in astuccio morbido con:

	2,5 V	3,5 V
BETA Manico a batterie	C-182.10.118	
BETA R Manico ricaricabile		C-182.20.376
BETA TR Manico ricaricabile e trasformatore		C-182.20.384
BETA NT Manico ricaricabile e caricatore NT 200		C-182.20.420



Set completo con **Oftalmoscopio K 180**, **Otoscopio K 180 a F.O.**, 1 set di speculum riutilizzabili, in stucco con cerniera con:

	2,5 V
BETA Manico a batterie	A-177.10.118



Set completo con **Oftalmoscopio K 180**, **Otoscopio K 180 a F.O.**, 1 set di speculum riutilizzabili, in astuccio rigido con:

	2,5 V	3,5 V
BETA Manico a batterie	A-279.10.118	
BETA R Manico ricaricabile		A-279.20.376
BETA TR Manico ricaricabile e trasformatore		A-279.20.384
BETA NT Manico ricaricabile e caricatore NT 200		A-279.20.420