



Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
-----------------	---------------------------	---------------



SCALA ORTOPEDICA DRITTA in metallo e legno
Con tavoletta centrale. Da fissare a parete, montanti di acciaio verniciato colore blu e pioli in legno di faggio. Dimensioni: cm. 300x100.

4077M

STRAINGH ORTHPEDIC LADDER

With central board. Wall mounted straight ladder, steel columns and wooden rungs.

Size: 300x100 cm.

SCALA ORTOPEDICA CURVA in metallo e legno
Con tavoletta centrale. Da fissare a parete, montanti di acciaio verniciato colore blu e pioli in legno di faggio. Dimensioni: cm. 300x100.

4078M

CURVED ORTHOPEDIC LADDER

With central board. Wall mounted curved ladder, steel columns and wooden rungs.

Size: 300x100 cm.



SPALLIERA AD UNA CAMPATA
Struttura in legno dimensioni: cm. 250x90

4079

SINGLE WALL-BARS

Wooden frame. Size: 250x90 cm.

SPALLIERA A DUE CAMPATE
Struttura in legno. Dimensioni: cm. 250x180

4080

DOUBLE WALL -BARS

Wooden frame. Size: 250x180 cm.