

ercolina singola

single ercolina

ERCOLINA SINGOLA

Attrezzatura con una sola stazione a doppio rinvio a corda adatta alla terapia riabilitativa. Carico di lavoro regolabile con pesi da kg. 1 per un peso max di kg. 8. Struttura in acciaio verniciato.
Dimensioni: Altezza cm. 195 Larghezza cm.30 Profondità cm. 28. SENZA PESI.

SINGLE ERCOLINA

Equipment with one pulley system, suitable for rehabilitation therapy. Adjustable working load with weights form 1 Kg. up to 10 Kg. Painted steel frame. Size: Height 195 cm. Width 30 cm. Depth 28 cm. WITHOUT PAINTED CAST IRON DISK WITH HOLE DIAM. 25 FOR KG.



Disco in ghisa
Painted cast iron disk

OPTIONALS



Modello / Model	Codice / Code
ERCOLINA SINGOLA SINGLE ERCOLINA	4051

Optionals	Codice / Code
DISCO IN GHISA VERNICIATO CON FORO DIAM. 25 AL KG. Painted cast iron disk with hole diam. 25 For kg.	4050