


PESAPERSONE DIGITALI CON ANALISI COMPOSIZIONE CORPOREA DIGITAL SCALES WITH BODY COMPOSITION ANALYZER

BF350



- RISULTATI BF350 con GMON-PRO**
- 1 **Peso**
 - 2 **Massa grassa in %**
 - 3 **Massa grassa in kg**
 - 4 **Massa magra e Acqua in kg**
 - 5 **Acqua in kg**
 - 6 **BMI (Body mass Index)**
 - 7 **WHR(rapporto vita-fianchi)**
 - 8 **MB (Metabolismo basale)**
 - 9 **Impedenza**
 - 10 **Valori ideali di massa grassa**

SOFTWARE GMON PRO



MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA MAX CAPACITY [MAX]	DIVISIONE DIVISION [e]	DIMENSIONI mm SIZE mm	PESO WEIGHT
BF 350	0053BF	200kg	100 g - 0,1%	(w)356x(L)843x(h)984	Circa / Approx 8 kg
GMON-PRO	00053	Software per la gestione delle misurazioni dei pazienti eseguite con BF350			
Struttura/ Structure	Base in metallo verniciato, display multiriga LCD 25mm / <i>Painted metal platform with multiline display multiline LCD 25mm</i>				
Alimentazione/ Power	6 batterie alcaline cod. AA o alimentatore esterno/ <i>6 alkaline batteries code AA or external adapter</i>				
Accessori non inclusi Accessories included	Cd-rom software GMON-PRO, Borsa imbottita per il trasporto ; software/ <i>Carry case</i>				