

GARANZIA

Il prodotto è garantito 2 ANNI dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato. Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare il prodotto munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY

The product has 2-year warranty from purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals. In the case you need to get the product repaired and you fulfil the conditions of warranty, send the it to the nearest retailer together with the purchase receipt.



Prodotto / Product _____

Acquistato in data/ Purchasing date _____

Rivenditore/ Authorized dealer _____

Via / Street Località / Place _____

Venduto a / Sold to _____

Via / Street Località / Place _____

 **MORETTI** <http://www.morettispa.com> - e-mail: info@morettispa.com
Made in P.R.C.

Mod. 122 10/06



LEVITAS



REF **ST735**

**MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA
A CILINDRI SOSTITUIBILI
MANUALE D'ISTRUZIONI**

**SILICONE COTTON WOOL MATTRESS WITH RENE
WABLE CYLINDERS
USER'S MANUAL**



MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codice ST735

Caratteristiche:

Grazie per aver acquistato il materasso in fibra cava siliconata a cilindri sostituibili **"LEVITAS"** by Moretti. Il materasso ST735 è rivestito di Trevira C.S. Internamente vengono collocati 13 cilindri di fibra cavasiliconata, ricoperti da una sottilissima membrana di tela (Trevira C.S.). L'ST735 assicura al paziente un ottimo comfort ed una uniformità di distribuzione dei pesi. I cilindri sono asportabili singolarmente, ciò sia per questioni igienico-sanitarie, sia per un facile adattamento ad ogni singola persona. La lunga cerniera laterale permette ogni tipo di operazione nell'interno. **(Fodera optional)**

- **ST735** cm 190x87x13h - 6kg
Peso max. supportato 70kg
Con materasso di supporto 100Kg

Istruzioni per la pulizia:

Gli elementi del materasso in fibra cava siliconata **"LEVITAS"** possono essere lavati in lavatrice a 40°. Far asciugare per 48 ore tenendo gli elementi lontano sia dai raggi del sole che da fonti di calore.

ATTENZIONE:

Seguire sempre le istruzioni riportate sulla etichetta.

Medical Device Class I
Directive 93/42 EEC

Code ST735

Technical features:

Thank you for purchasing siliconized cotton wool mattress with renewable cylinders **"LEVITAS"** by Moretti. The ST735 mattress is covered with Trevira C.S. It is composed of 13 siliconized cotton wool cylinders covered with a fine Trevira C.S. film. This mattress offers absolute comfort and homogenous weight distribution to the patient. The cylinders can be removed separately for hygienic and medical reasons and for a better fitting to every single patient. The long side zip allows any operation inside the mattress. **(Cover optional)**

- **ST735** cm 190x87x13h - 6kg
Weight support 70 kg
With additional mattress 100 kg

Cleaning:

The mattress siliconized cotton wool elements **"LEVITAS"** can be cleaned into washing machine (40°).
Dry for 48 hours far from sun rays and warmth sources.

ATTENTION:

For cleaning and washing follow carefully product label instructions.