



Solleva ammalati KOMETA 150

Cod. 855213

Repertorio DM SSN : **287123/R**

Rif.Cod.ISO 12.36.03.006



Solleva ammalati elettrico, struttura in acciaio verniciato epossidico di colore blu, completo di imbragatura con supporto per la testa (cod. 855201)

- Supporto imbragatura girevole a 360°
- Completo di batterie sigillate da 12V e di carica batterie
- Dotato dei seguenti sistemi di sicurezza:
 - Pulsante di arresto di emergenza
 - Sblocco (discesa) in caso di emergenza
 - Sblocco (discesa) meccanico
 - Avvisatore acustico di batterie da ricaricare (riserva da 2 a 6 cicli di utilizzo)

Caratteristiche tecniche:

- Altezza totale cm 180 - 186 - 196
- Base supporto verticale a 2 regolazioni: +cm6 / +cm 16
- Braccio supporto sollevamento paziente (da terra) da cm61 a cm 136
- Ingombro massimo in lunghezza cm97
- Base regolabile in larghezza da cm60 a cm 76
- Altezza massima della base cm11
- Ruote anteriori gemellari e posteriori con freno diam. cm 10 (mm100)
- Autonomia batterie: nr.40 sollevamenti max
- Peso complessivo Kg 47 ca.
- Capacità massima di sollevamento Kg 150